

# REATHERM

Reatherm est notre dernier modèle de diathermie capacitive-résistive, à effet neuro-modulateur. C'est, en effet, l'allié parfait tant pour les thérapeutes que pour les patients.

Grâce à ses 400 fréquences (300-700 kHz) et à son système de modulation (1-100 Hz), les professionnels de santé peuvent parfaitement adapter tout traitement en fonction des besoins des patients, obtenant d'excellents résultats tant pour les pathologies aiguës que chroniques. En revanche, les patients soulagent plus rapidement la douleur, se sentant mieux dès la première séance.



## ÉQUIPEMENTS

- ✓ Pièce à main résistive
- ✓ Pièce à main capacitive
- ✓ Électrodes capacitives 60 mm et 35 mm Ø
- ✓ Électrodes résistives 60 mm et 35 mm Ø
- ✓ Pièce à main bipolaire avec électrode 50 mm Ø
- ✓ Plaque de retour
- ✓ Emballage de la crème

**DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIb**  
Reatherm est un dispositif médical CE0068

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Écran couleur
- ✓ 35 programmes REHAB
- ✓ 5 programmes BEAUTY
- ✓ 10 programmes SPORT
- ✓ Mode CUSTOM
- ✓ 10 mémoires libres
- ✓ Puissance 200 W, fréquence 300÷700 kHz, modulation jusqu'à 100 Hz.

## PROGRAMMES

## REHAB

- 01 Membre fantôme
- 02 Arthrose genoux
- 03 Arthrosynovite
- 04 Bursite
- 05 Cervicalgie
- 06 Coup du lapin
- 07 Chondropathie
- 08 Contracture musculaire
- 09 Contusion
- 10 Étirement musculaire
- 11 Dysfonction ATM
- 12 Entorse
- 13 Distraction musculaire
- 14 Douleurs articulaires
- 15 OEdème
- 16 Enthésite
- 17 Épicondylite
- 18 Épitrochléite
- 19 Hernie discale
- 20 Cicatrices
- 21 LCA
- 22 Lymphoedème
- 23 Lombalgies
- 24 Lombosciatique
- 25 Méniscopepathie (synovite méniscale)
- 26 Pied diabétique
- 27 Syndrome du piriforme
- 28 Déchirure musculaire
- 29 Tendinite aiguë
- 30 Tendinite chronique
- 31 Tendinite de la coiffe des rotateurs
- 32 Ulcère

- 33 Épanchement
- 34 Arthroplastie (récupération)
- 35 Fractures

## SPORT

- 01 Contracture musculaire
- 02 Contusion
- 03 Étirement musculaire
- 04 Entorse
- 05 Hématome
- 06 Lésions tendineuses
- 07 Massage superficiel
- 08 Massage profond
- 09 Étirement musculaire
- 10 Déchirure musculaire

## BEAUTY

- 01 Cellulite
- 02 Collagène
- 03 Œdème
- 04 Massage drainant
- 05 Microlifting