

MIO-CARE PRO

Mio-Care Pro è il dispositivo di elettroterapia ideale per la terapia del dolore e la stimolazione muscolare.

CND Z120601

REP 1225561/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0068



DOTAZIONE

- ✓ Elettroterapia TENS e NEMS con display grafico
- ✓ 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- ✓ Caricabatterie
- ✓ Clip di aggancio alla cintura
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE

- ✓ Elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- ✓ Programmi TENS - NEMS - BEAUTY
- ✓ 13 memorie libere TENS - NEMS
- ✓ Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile)
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Intensità massima 200 mApp

DIMENSIONI APPARECCHIO

114 X 68 X 26 mm

MIO-CARE PRO

PROGRAMMI

14 PROGRAMMI TENS

- 01 Tens rapido
- 02 Tens endorfinico
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia/cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia/sciatalgia
- 07 Distorsioni/contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Rilassamento muscolare o
decontratturante
- 10 Dolori mano e polso
- 11 Stimolazione plantare
- 12 Epicondilita
- 13 Epitrocleite
- 14 Periartrite

21 PROGRAMMI NEMS

- 01 Riscaldamento
- 02 Resistenza arti superiori e tronco
- 03 Resistenza arti inferiori
- 04 Forza resistente arti superiori e
tronco
- 05 Forza resistente arti inferiori
- 06 Forza base arti superiori e tronco
- 07 Forza base arti inferiori
- 08 Forza veloce arti superiori e tronco
- 09 Forza veloce arti inferiori
- 10 Forza esplosiva arti superiori e
tronco
- 11 Forza esplosiva arti inferiori
- 12 Capillarizzazione profonda
- 13 Recupero muscolare
- 14 Agonista-antagonista
- 15 Contrazioni toniche sequenziali
arti superiori e tronco
- 16 Contrazioni toniche sequenziali
arti inferiori
- 17 Contrazioni fasiche sequenziali
arti superiori e tronco
- 18 Contrazioni fasiche sequenziali
arti inferiori
- 19 Decontratturante
- 20 Massaggio profondo
- 21 EMS

15 PROGRAMMI BEAUTY

- 01 Riscaldamento
- 02 Rassodamento arti superiori e tronco
- 03 Rassodamento arti inferiori
- 04 Tonificazione arti superiori e tronco
- 05 Tonificazione arti inferiori
- 06 Definizione arti superiori e tronco
- 07 Definizione arti inferiori
- 08 Modellamento
- 09 Microlifting
- 10 Lipolisi addome
- 11 Lipolisi cosce
- 12 Lipolisi glutei e fianchi
- 13 Lipolisi braccia
- 14 Elasticità tessuti
- 15 Capillarizzazione
- 16 Pesantezza alle gambe

13 MEMORIE LIBERE

5 memorie libere TENS

7 memorie libere NEMS

1 TEST batteria