

MIO-CARE PRO

Mio-Care Pro est l'appareil d'électrothérapie idéal pour le traitement de la douleur et la stimulation musculaire.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

Mio-Care Pro c'est un dispositif médical CE0068

ÉQUIPEMENT

- ✓ Électrothérapie TENS/NEMS avec un affichage graphique
- ✓ 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérives (8 électrodes connectables).
- ✓ Électrodes adhésives pregelées
- ✓ Batterie interne Ni-Mh rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge)
- ✓ Chargeur
- ✓ Clip de ceinture
- ✓ Manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Électrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée
- ✓ Programmes TENS - NEMS - BEAUTY
- ✓ 13 mémoires libres TENS - NEMS
- ✓ Clavier digital avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l'écran
- ✓ Fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible)
- ✓ Écran rétroéclairé
- ✓ Intensité maximale de 200 mApp

DIMENSIONS

114 X 68 X 26 mm



MIO-CARE PRO

PROGRAMMES

14 PROGRAMMES TENS

TENS Conventionnel (rapide)

TENS endorphinique (retardé)

Tens puissant

Anti inflammatoire

Cervicalgie/Céphale e myotensive

Lombalgie/sciatalgie

Distorsions/contusions

Vascularisation

Décontractant

Douleurs main poignet

Stimulation plantaire

Epicondylite

Epitrochléite

Périarthrite

21 PROGRAMMES NEMS

Echauffement

Résistance des membres supérieurs et tronc

Résistance des membres inférieurs

Force résistante des membres supérieurs et tronc

Force résistante des membres inférieurs

Force de base des membres supérieurs et du tronc

Force de base des membres inférieurs

Force rapide des membres supérieurs et du tronc

Force rapide es membres Inférieurs

Force explosive des membres supérieurs et du tronc

Force explosive des membres inférieurs

Diffusion capillaire profonde

Récupération musculaire

Agoniste-antagoniste

Contractions toniques séquentielles des membres supérieurs et du tronc

Contractions toniques séquentielles des membres inférieurs

Contractions phasiques séquentielles des membres supérieurs et du tronc

Contractions phasiques séquentielles des membres inférieurs

Décontractant

Massage profond

EMS

15 PROGRAMMES BEAUTY

Raffermissment des membres supérieurs et du tronc

Raffermissment des membres inférieurs

Tonification des membres supérieurs et du tronc

Tonification des membres inférieurs

Définition des membres supérieurs et du tronc

Définition des membres inférieurs

Modelage

Microlifting

Lipolyse de l'abdomen

Lipolyse des cuisses

Lipolyse des fesses et des hanches

Lipolisi glutei e fianchi

Lipolyse des bras

Elasticité des tissus

Diffusion capillaire

Lourdeur dans les jambes

13 MÉMOIRES LIBRES

5 mémoires libres TENS

7 mémoires libres NEMS

1 TEST batterie