

I-TECH PHYSIO

I-Tech Physio est l'électrostimulateur facile à utiliser et entièrement programmable pour le traitement de la douleur et la rééducation musculaire.

14 PROGRAMMES TENS
21 PROGRAMMES NEMS
15 PROGRAMMES BEAUTY
9 PROGRAMMES INCONTINENCE
27 PROGRAMMES RIABILITAZIONE
13 MÉMOIRES LIBRES

STIMULATION DENERVATE

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa
I-TECH PHYSIO c'est un dispositif médical CE0068



ÉQUIPEMENT

- ✓ Électrothérapie TENS/NEMS/FES avec un affichage graphique
- ✓ 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables)
- ✓ Électrodes adhésives pregelées
- ✓ 1 kit iontophorèse (bande élastique, 2 électrodes carbone et 2 petites éponges)
- ✓ Batterie interne Ni-Mh rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge)
- ✓ Chargeur
- ✓ Clip de ceinture
- ✓ Manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Électrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée;
- ✓ Générateur d'impulsion monophasée
- ✓ Générateur d'impulsions, interférentiel, Kotz.,
- ✓ Dispositif programmable
- ✓ Intensité maximale de 200 mApp
- ✓ Ecran rétroéclairé
- ✓ Belt clip de ceinture

PROGRAMMES

TENS

- 01 TENS Conventionnel (rapide)
- 02 TENS endorphinique (retardé)
- 03 TENS valeurs maximales
- 04 Antiinflammatoire
- 05 Cervicalgie/Céphalée myotensive
- 06 Lombalgie/Sciatalgies
- 07 Distorsions/Contusions
- 08 Vascularisation
- 09 Relaxation musculaire ou décontracturant
- 10 Douleur à lamain et au poignet
- 11 Stimulation plantaire
- 12 Épicondylite
- 13 Épitrôchléite
- 14 Périarthrite

REHA

- 01 Ionophorèse L
- 02 Ionophorèse M
- 03 Ionophorèse H
- 04 Micro-courant
- 05 Hématome
- 06 OEdème
- 07 Tens séquentiel
- 08 TENS impulsions Burst
- 09 Prévention de l'atrophie
- 10 Atrophie
- 11 Dénervé avec courant carré 50 ms
- 12 Dénervé avec courant carré 100 ms
- 13 Dénervé avec courant carré 150 ms
- 14 Dénervé avec courant carré 200 ms
- 15 Dénervé avec courant carré 250 ms

- 16 Dénervé avec courant triangulaire 50 ms
- 17 Dénervé avec courant triangulaire 100 ms
- 18 Dénervé avec courant triangulaire 150 ms
- 19 Dénervé avec courant triangulaire 200 ms
- 20 Dénervé avec courant triangulaire 250 ms
- 21 Interférentiel
- 22 TENS avec modulation de la largeur
- 23 TENS alternée
- 24 TENS avec modulation de la fréquence 1
- 25 TENS avec modulation de la fréquence 2
- 26 TENS avec modulation de la largeur
- 27 Courant Kotz

NEMS

- 01 Réchauffement
- 02 Résistance membres supérieurs et tronc
- 03 Résistance membres inférieurs
- 04 Forte résistance membres supérieurs et tronc
- 05 Forte résistance membres inférieurs
- 06 Forte base membres supérieurs et tronc
- 07 Force de base membres inférieurs
- 08 Force rapide des membres supérieurs et tronc
- 09 Force rapide membres inférieurs
- 10 Force explosive membres supérieurs et tronc
- 11 Force explosive membres inférieurs
- 12 Capillarisation profonde
- 13 Récupération musculaire
- 14 Agoniste/Antagoniste
- 15 Contractions toniques séquentielles membres supérieurs et tronc
- 16 Contractions toniques séquentielles membres inférieurs
- 17 Contractions phasiques séquentielles membres supérieurs et tronc
- 18 Contractions phasiques séquentielles membres inférieurs

- 19 Relaxation musculaire ou décontracturant

- 20 Massage profond

- 21 Réhabilitation EMS

BEAUTY

- 01 Renforcement des membres supérieurs et tronc
- 02 Renforcement des membres inférieurs
- 03 Tonification des membres supérieurs et tronc
- 04 Tonification membres inférieurs
- 05 Définition des membres supérieurs et tronc
- 06 Définition membres inférieurs
- 07 Modelage
- 08 Microlifting
- 09 Lipolyse abdomen
- 10 Lipolyse cuisses
- 11 Lipolyse fessiers et hanches
- 12 Lipolyse bras

- 13 Élasticité des tissus

- 14 Capillarisation

- 15 Lourdeur des jambes

INCONTINENCE

- 01 Incontinence urinaire due au stress + fécale 1
- 02 Incontinence urinaire due au stress 2
- 03 Incontinence urinaire due au stress 3
- 04 Incontinence urinaire par urgence + fécale 1
- 05 Incontinence urinaire par Urgence 2
- 06 Incontinence urinaire par Urgence 3
- 07 Incontinence urinaire mixte + fécale 1
- 08 Incontinence urinaire Mixte 2
- 09 Incontinence urinaire Mixte 3