

T-ONE COACH

T-One Coach è l'elettrostimolatore a 4 canali progettato per la prevenzione di traumi e il rafforzamento muscolare di sportivi amatoriali.



BD/RDM: 1456070/s

CND: Z120601

UMDNS: 13762

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- Generatore di corrente costante (Costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico
- Funzione 2+2 (doppio utente)
- Display grafico a colori retroilluminato
- Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- Tastiera con comandi semplici ed intuitivi
- Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- Funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt
- Personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- Intensità regolabile da 1 a 120 mA
- Frequenza 1 ÷ 150 Hz
- Larghezza impulso 20µs ÷ 300µs
- Tempo preimpostato per ciascun programma
- Dimensioni: 150x90x35 mm

T-ONE COACH

DOTAZIONE

- Dispositivo T-ONE Coach
- 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- Elettrodi adesivi pregellati quadrati
- Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
- Batteria Ni-MH
- Caricabatteria
- Manuale d'uso
- Manuale posizionamento elettrodi
- Borsa per il trasporto



PROGRAMMI

16 PROGRAMMI TENS

01	TENS rapido
02	TENS endorfinico
03	TENS valori massimi
04	Antinfiammatorio
05	Dolore cervicale
06	Mal di schiena / sciatica
07	Distorsioni / Contusioni
08	Vascolarizzazione
09	Rilassamento muscolare
10	Dolore mano / polso
11	Stimolazione plantare
12	Epicondilite
13	Epitroclea
14	Periartrite
15	Tens Burst
16	Microcorrente

14 PROGRAMMI NEMS

01	Riscaldamento
02	Resistenza
03	Forza resistente
04	Forza base
05	Forza veloce

06	Forza esplosiva
07	Capillarizzazione profonda
08	Recupero muscolare
09	Agonista / Antagonista
10	Contrazioni toniche sequenziali
11	Contrazioni fasiche sequenziali
12	Rilassamento muscolare
13	Massaggio profondo
14	EMS

10 2+2 PROGRAMMI USER

01	Tens rapido
02	Tens endorfinico
03	Rassodamento
04	Tonificazione
05	Definizione
06	Modellamento
07	Microlifting
08	Rilassamento muscolare
09	Massaggio
10	Capillarizzazione profonda

18 PROGRAMMI BEAUTY

01	Rassodamento
02	Tonificazione
03	Definizione
04	Modellamento
05	Microlifting
06	Lipolisi addome
07	Lipolisi cosce
08	Lipolisi glutei e fianchi
09	Lipolisi braccia
10	Elasticità tessuti
11	Capillarizzazione
12	Pesantezza gambe
13	Microlifting viso con manipolo
14	Microlifting seno con manipolo
15	Microlifting décolleté con manipolo
16	Rughe viso con manipolo
17	Forehead wrinkles with handpiece
18	Collagene