

T-ONE MEDI SPORT

T-One Medi Sport è l'elettrostimolatore a 4 canali dedicato agli sportivi abituali che vogliono migliorare le loro performance e fare riabilitazione in autonomia.



BD/RDM: 1456069/s

CND: Z120601

UMDNS: 13762

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- Generatore di corrente costante (Costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico
- Generatore di onda monofasica (solo per programma ionoforesi)
- Funzione 2+2 (doppio utente)
- Display grafico a colori retroilluminato
- Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- Tastiera con comandi semplici ed intuitivi
- Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- Funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt
- Personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- Intensità regolabile da 1 a 120 mA
- Frequenza 1 ÷ 1200 Hz
- Larghezza impulso 20µs ÷ 450µs
- Tempo 1 ÷ 90 minuti
- Dimensioni: 150x90x35 mm

T-ONE MEDI SPORT

DOTAZIONE

- Dispositivo T-ONE Medi Sport
- 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- Elettrodi adesivi pregellati quadrati
- Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
- Kit ionoforesi
- Batteria Ni-MH
- Caricabatteria
- Manuale d'uso
- Manuale posizionamento elettrodi
- Borsa per il trasporto



PROGRAMMI

10 PROGRAMMI REHA

- | | |
|----|----------------------|
| 01 | Ionoforesi L (bassa) |
| 02 | Ionoforesi M (media) |
| 03 | Ionoforesi H (alta) |
| 04 | MENS Microcorrente |
| 05 | Ematomi |
| 06 | Edemi |
| 07 | TENS sequenziale |
| 08 | TENS Burst |
| 09 | Prevenzione atrofia |
| 10 | Atrofia |

16 PROGRAMMI TENS

- | | |
|----|------------------------------|
| 01 | TENS convenzionale (rapido) |
| 02 | TENS endorfinico (ritardato) |
| 03 | TENS valori massimi |
| 04 | Antinfiammatorio |
| 05 | Dolore cervicale |
| 06 | Mal di schiena / Sciatica |
| 07 | Distorsioni / Contusioni |
| 08 | Vascolarizzazione |
| 09 | Rilassamento muscolare |
| 10 | Dolore mano e polso |
| 11 | Stimolazione plantare |
| 12 | Epicondilita |
| 13 | Epitroclea |
| 14 | Periartrite |
| 15 | Tens Burst |
| 16 | Microcorrente |

20 PROGRAMMI NEMS

- | | |
|----|---------------------------------|
| 01 | Riscaldamento |
| 02 | Resistenza |
| 03 | Forza resistente |
| 04 | Forza base |
| 05 | Forza veloce |
| 06 | Forza base esplosiva |
| 07 | Capillarizzazione profonda |
| 08 | Recupero muscolare |
| 09 | Agonista / Antagonista |
| 10 | Contrazioni toniche sequenziali |
| 11 | Contrazioni fasiche sequenziali |
| 12 | Rilassamento muscolare |
| 13 | Massaggio profondo |
| 14 | EMS |
| 15 | 30' Resistenza |
| 16 | 30' Forza resistente |
| 17 | 20' Forza base |
| 18 | 20' Forza veloce |
| 19 | 20' Forza esplosiva |
| 20 | 20' Ipertrofia |

T-ONE MEDI SPORT

PROGRAMMI

18 PROGRAMMI BEAUTY

01	Rassodamento
02	Tonificazione
03	Definizione
04	Modellamento
05	Microlifting
06	Lipolisi addome
07	Lipolisi cosce
08	Lipolisi glutei e fianchi
09	Lipolisi braccia
10	Elasticità tessuti
11	Capillarizzazione
12	Pesantezza gambe
13	Microlifting viso con manipolo
14	Microlifting seno con manipolo
15	Microlifting décolleté con manipolo
16	Rughe viso con manipolo
17	Rughe fronte con manipolo
18	Collagene

22 2+2 PROGRAMMI USER

01	TENS rapido
02	TENS endorfinico
03	Rassodamento
04	Tonificazione
05	Definizione
06	Modellamento
07	Microlifting
08	Rilassamento muscolare
09	Massaggio
10	Capillarizzazione profonda
11	Anti-inflammatory
12	Resistenza
13	Forza resistente
14	Forza base
15	Forza veloce
16	Forza esplosiva
17	Ipertrofia
18	Microlifting viso con manipolo
19	Microlifting seno con manipolo
20	Microlifting décolleté con manipolo
21	Rughe viso con manipolo
22	Rughe fronte con manipolo

MEMORIE LIBERE

M1-M5	Memorie libere TENS
M6-M10	Memorie libere NEMS
M11-M12	Memorie libere NEMS alternate
M13	Test batteria