

T-ONE REHAB

T-One Rehab è l'elettrostimolatore a 4 canali pensato per gli specialisti della riabilitazione e le cliniche.



BD/RDM: 1456066/s

CND: Z120601

UMDNS: 13762

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- Generatore di corrente costante (Costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico
- Generatore di onda monofasica (solo per programma ionoforesi)
- Funzione 2+2 (doppio utente)
- Display grafico a colori retroilluminato
- Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- Tastiera con comandi semplici ed intuitivi
- Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- Funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt
- Personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- Intensità regolabile da 1 a 120 mA
- Frequenza 0,2 ÷ 1200 Hz
- Larghezza impulso 20µs ÷ 300ms
- Tempo 1 ÷ 90 minuti
- Dimensioni: 150x90x35 mm

T-ONE REHAB

DOTAZIONE

- Dispositivo T-ONE Rehab
- 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- Elettrodi adesivi pregellati quadrati
- Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
- Kit ionoforesi
- Batteria Ni-MH
- Caricabatteria
- Manuale d'uso
- Manuale posizionamento elettrodi
- Borsa per il trasporto



PROGRAMMI

29 PROGRAMMI REHA

- 01 Ionoforesi L (bassa)
- 02 Ionoforesi M (media)
- 03 Ionoforesi H (alta)
- 04 MENS Microcorrente
- 05 Ematomi
- 06 Edemi
- 07 TENS sequenziale
- 08 TENS Burst
- 09 Prevenzione atrofia
- 10 Atrofia
- 11 Denervato 50ms
- 12 Denervato 100ms
- 13 Denervato 150ms
- 14 Denervato 200ms
- 15 Denervato 250ms
- 16 Denervato 300ms
- 17 Triangolare 50ms
- 18 Triangolare 100ms
- 19 Triangolare 150ms
- 20 Triangolare 200ms
- 21 Triangolare 250ms
- 22 Triangolare 300ms
- 23 Interferenziale

- 24 TENS modulazione ampiezza
- 25 TENS alternata
- 26 TENS modulazione frequenza
- 27 TENS modulazione frequenza
- 28 TENS modulazione ampiezza
- 29 Onde Kotz

16 PROGRAMMI TENS

- 01 TENS convenzionale (rapido)
- 02 TENS endorfinico (ritardato)
- 03 TENS valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Dolore cervicale
- 06 Mal di schiena / Sciatica
- 07 Distorsioni / Contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Rilassamento muscolare
- 10 Dolore mano e polso
- 11 Stimolazione plantare
- 12 Epicondilita
- 13 Epitroclea
- 14 Periartrite
- 15 Tens Burst
- 16 Microcorrente

20 PROGRAMMI NEMS

- 01 Riscaldamento
- 02 Resistenza
- 03 Forza resistente
- 04 Forza base
- 05 Forza veloce
- 06 Forza base esplosiva
- 07 Capillarizzazione profonda
- 08 Recupero muscolare
- 09 Agonista / Antagonista
- 10 Contrazioni toniche sequenziali
- 11 Contrazioni fasiche sequenziali
- 12 Rilassamento muscolare
- 13 Massaggio profondo
- 14 EMS
- 15 30' Resistenza
- 16 30' Forza resistente
- 17 20' Forza base
- 18 20' Forza veloce
- 19 20' Forza esplosiva
- 20 20' Ipertrofia

T-ONE REHAB

PROGRAMMI

18 PROGRAMMI BEAUTY

01	Rassodamento
02	Tonificazione
03	Definizione
04	Modellamento
05	Microlifting
06	Lipolisi addome
07	Lipolisi cosce
08	Lipolisi glutei e fianchi
09	Lipolisi braccia
10	Elasticità tessuti
11	Capillarizzazione
12	Pesantezza gambe
13	Microlifting viso con manipolo
14	Microlifting seno con manipolo
15	Microlifting décolleté con manipolo
16	Rughe viso con manipolo
17	Rughe fronte con manipolo
18	Collagene

9 PROGRAMMI URO

01	Incontinenza da stress
02	Incontinenza da stress
03	Incontinenza da stress
04	Incontinenza da urgenza
05	Incontinenza da urgenza
06	Incontinenza da urgenza
07	Incontinenza mista
08	Incontinenza mista
09	Incontinenza mista

MEMORIE LIBERE

M1-M5	Memorie libere TENS
M6-M10	Memorie libere NEMS
M11-M12	Memorie libere NEMS alternate
M13	Test batteria

22 2+2 PROGRAMMI USER

01	TENS rapido
02	TENS endorfinico
03	Rassodamento
04	Tonificazione
05	Definizione
06	Modellamento
07	Microlifting
08	Rilassamento muscolare
09	Massaggio
10	Capillarizzazione profonda
11	Anti-inflammatory
12	Resistenza
13	Forza resistente
14	Forza base
15	Forza veloce
16	Forza esplosiva
17	Ipertrofia
18	Microlifting viso con manipolo
19	Microlifting seno con manipolo
20	Microlifting décolleté con manipolo
21	Rughe viso con manipolo
22	Rughe fronte con manipolo