

T-ONE COACH

T-One Coach est l'électrostimulateur 4 canaux conçu pour la prévention des traumatismes et le renforcement musculaire des sportifs amateurs.



UMDNS: 13762

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- Clavier avec des commandes simples et intuitives
- Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- Intensité réglable de 1 à 120 mA
- Fréquence d'onde 1 ÷ 150 Hz
- Largeur d'impulsion 20µs ÷ 300µs
- Heure pré-réglée pour chaque programme
- Dimensions: 150x90x35 mm

T-ONE COACH

ÉQUIPEMENT

- Dispositif T-ONE Coach
- 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- Électrodes adhésives pregelées carrés
- Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- Batterie Ni-MH rechargeable
- Chargeur de batterie
- Manuel d'utilisation
- Manuel de positionnement des électrodes
- Sac de transport



PROGRAMMES

16 PROGRAMMES TENS

01 TENS conventionnel (rapide)
02 TENS endorphinique (retardé)
03 TENS valeurs maximales
04 Anti-inflammatoire
05 Douleur cervicale
06 Mal de dos / Sciatique
07 Distorsions / Contusions
08 Vascularisation
09 Relaxation musculaire
10 Douleur à la main et au poignet
11 Stimulation plantaire
12 Épicondylite
13 Épitrôchlée
14 Périarthrite
15 TENS Burst
16 Microcourant

14 PROGRAMMES NEMS

01 Réchauffement
02 Résistance
03 Force résistante
04 Force de base
05 Force rapide

06 Force de base explosive
07 Capillarizzazione profonda
08 Récupération musculaire
09 Agoniste/ Antagoniste
10 Contractions toniques séquentielles
11 Contractions phasiques séquentielles
12 Relaxation musculaire
13 Massage profond
14 EMS

10 2+2 PROGRAMMES USER

01 Tens rapide
02 Tens endorphinique
03 Raffermissment
04 Tonification
05 Définition
06 Modelage
07 Microlifting
08 Relaxation musculaire
09 Massage
10 Capillarisation profonde

18 PROGRAMMES BEAUTY

01 Renforcement
02 Tonification
03 Définition
04 Modelage
05 Microlifting
06 Lipolyse abdomen
07 Lipolyse cuisses
08 Lipolyse fessiers et hanches
09 Lipolyse bras
10 Elasticità tessuti
11 Capillarisation
12 Lourdeur des jambes
13 Microlifting visage avec pièce à main
14 Microlifting sein avec pièce à main
15 Microlifting décolleté avec pièce à main
16 Rides visage avec pièce à main
17 Forehead wrinkles with handpiece
18 Collagène