

T-ONE MEDI SPORT

T-One Medi Sport est l'électrostimulateur 4 canaux dédié aux sportifs réguliers qui souhaitent améliorer leurs performances et faire de la rééducation de manière autonome.



UMDNS: 13762

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- Générateur de courant monophasé (seulement pour programme iontophorèse)
- Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- Clavier avec des commandes simples et intuitives
- Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- Intensité réglable de 1 à 120 mA
- Fréquence d'onde 1 ÷ 1200 Hz
- Largeur d'impulsion 20µs ÷ 450µs
- Durée 1 ÷ 90 minutes
- Dimensions: 150x90x35 mm

T-ONE MEDI SPORT

ÉQUIPEMENT

- Dispositif T-ONE Medi Sport
- 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- Électrodes adhésives pregelées carrés
- Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- Kit iontophorèse
- Batterie Ni-MH rechargeable
- Chargeur de batterie
- Manuel d'utilisation
- Manuel de positionnement des électrodes
- Sac de transport



PROGRAMMES

10 PROGRAMMES REHA

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | Ionophorèse L (basse) |
| 02 | Ionophorèse M (moyenne) |
| 03 | Ionophorèse H (élevée) |
| 04 | MENS Microcourant |
| 05 | Hématomes |
| 06 | Oedèmes |
| 07 | TENS séquentiel |
| 08 | TENS Burst |
| 09 | Prévention atrophie |
| 10 | Atrophie |

16 PROGRAMMES TENS

- | | |
|----|---------------------------------|
| 01 | TENS conventionnel (rapide) |
| 02 | TENS endorphinique (retardé) |
| 03 | TENS valeurs maximales |
| 04 | Anti-inflammatoire |
| 05 | Douleur cervicale |
| 06 | Mal de dos / Sciatique |
| 07 | Distorsions / Contusions |
| 08 | Vascularisation |
| 09 | Relaxation musculaire |
| 10 | Douleur à la main et au poignet |
| 11 | Stimulation plantaire |
| 12 | Épicondylite |
| 13 | Épitrôchlée |
| 14 | Périarthrite |
| 15 | TENS Burst |
| 16 | Microcourant |

20 PROGRAMMES NEMS

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Réchauffement |
| 02 | Résistance |
| 03 | Force résistante |
| 04 | Force de base |
| 05 | Force rapide |
| 06 | Force de base explosive |
| 07 | Capillarizzazione profonda |
| 08 | Récupération musculaire |
| 09 | Agoniste/ Antagoniste |
| 10 | Contractions toniques séquentielles |
| 11 | Contractions phasiques séquentielles |
| 12 | Relaxation musculaire |
| 13 | Massage profond |
| 14 | EMS |
| 15 | 30' Résistance |
| 16 | 30' Force résistante |
| 17 | 20' Force de base |
| 18 | 20' Force rapide |
| 19 | 20' Force explosive |
| 20 | 20' Hypertrophie |

T-ONE MEDI SPORT

PROGRAMMES

18 PROGRAMMES BEAUTY

01	Renforcement
02	Tonification
03	Définition
04	Modelage
05	Microlifting
06	Lipolyse abdomen
07	Lipolyse cuisses
08	Lipolyse fessiers et hanches
09	Lipolyse bras
10	Élasticité des tissus
11	Capillarisation
12	Lourdeur des jambes
13	Microlifting visage avec pièce à main
14	Microlifting sein avec pièce à main
15	Microlifting décolleté avec pièce à main
16	Rides visage avec pièce à main
17	Rides front avec pièce à main
18	Collagène

22 2+2 PROGRAMMES USER

01	Tens rapide
02	Tens endorphinique
03	Raffermissment
04	Tonification
05	Définition
06	Modelage
07	Microlifting
08	Relaxation musculaire
09	Massage
10	Capillarisation profonde
11	Anti-inflammatory
12	Résistance
13	Force résistante
14	Force de base
15	Force rapide
16	Force explosive
17	Hypertrophie
18	Microlifting visage avec pièce à main
19	Microlifting sein avec pièce à main
20	Microlifting décolleté avec pièce à main
21	Rides visage avec pièce à main
22	Rides front avec pièce à main

PROGRAMMES MEM

M1-M5	Mémoires libres TENS
M6-M10	Mémoires libres NEMS
M11-M12	Mémoires libres NEMS alternées
M13	Test batterie