

# T-ONE MEDI PRO

T-One Medi Pro est l'électrostimulateur professionnel à 4 canaux pour l'entraînement et la rééducation.



UMDNS: 13762

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- Générateur de courant monophasé (seulement pour programme iontophorèse)
- Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- Clavier avec des commandes simples et intuitives
- Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- Intensité réglable de 1 à 120 mA
- Fréquence d'onde 0,2 ÷ 1200 Hz
- Largeur d'impulsion 20µs ÷ 300ms
- Durée 1 ÷ 90 minutes
- Dimensions: 150x90x35 mm

# T-ONE MEDI PRO

## ÉQUIPEMENT

- Dispositif T-ONE Medi Pro
- 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- Électrodes adhésives pregelées carrés
- Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- Kit iontophorèse
- Batterie Ni-MH rechargeable
- Chargeur de batterie
- Manuel d'utilisation
- Manuel de positionnement des électrodes
- Sac de transport



## PROGRAMMES

### 16 PROGRAMMES REHA

01	Ionophorèse L (basse)
02	Ionophorèse M (moyenne)
03	Ionophorèse H (élevée)
04	MENS Microcourant
05	Hématomes
06	Oedèmes
07	TENS séquentiel
08	TENS Burst
09	Prévention atrophie
10	Atrophie
11	Dénervé 50ms
12	Dénervé 100ms
13	Dénervé 150ms
14	Dénervé 200ms
15	Dénervé 250ms
16	Dénervé 300ms

### 16 PROGRAMMES TENS

01	TENS conventionnel (rapide)
02	TENS endorphinique (retardé)
03	TENS valeurs maximales
04	Anti-inflammatoire
05	Douleur cervicale
06	Mal de dos / Sciatique
07	Distorsions / Contusions
08	Vascularisation
09	Relaxation musculaire
10	Douleur à la main et au poignet
11	Stimulation plantaire
12	Épicondylite
13	Épitrôchlée
14	Périarthrite
15	TENS Burst
16	Microcourant

### 20 PROGRAMMES NEMS

01	Réchauffement
02	Résistance
03	Force résistante
04	Force de base
05	Force rapide
06	Force de base explosive
07	Capillarizzazione profonda
08	Récupération musculaire
09	Agoniste/ Antagoniste
10	Contractions toniques séquentielles
11	Contractions phasiques séquentielles
12	Relaxation musculaire
13	Massage profond
14	EMS
15	30' Résistance
16	30' Force résistante
17	20' Force de base
18	20' Force rapide
19	20' Force explosive
20	20' Hypertrophie

# T-ONE MEDI PRO

## PROGRAMMES

### 18 PROGRAMMES BEAUTY

01	Renforcement
02	Tonification
03	Définition
04	Modelage
05	Microlifting
06	Lipolyse abdomen
07	Lipolyse cuisses
08	Lipolyse fessiers et hanches
09	Lipolyse bras
10	Élasticité des tissus
11	Capillarisation
12	Lourdeur des jambes
13	Microlifting visage avec pièce à main
14	Microlifting sein avec pièce à main
15	Microlifting décolleté avec pièce à main
16	Rides visage avec pièce à main
17	Rides front avec pièce à main
18	Collagène

### 9 PROGRAMMES URO

01	Incontinence due au stress
02	Incontinence due au stress
03	Incontinence due au stress
04	Incontinence impérieuse
05	Incontinence impérieuse
06	Incontinence impérieuse
07	Incontinence mixte
08	Incontinence mixte
09	Incontinence mixte

### PROGRAMMES MEM

M1-M5	Mémoires libres TENS
M6-M10	Mémoires libres NEMS
M11-M12	Mémoires libres NEMS alternées
M13	Test batterie

### 22 2+2 PROGRAMMES USER

01	Tens rapide
02	Tens endorphinique
03	Raffermissment
04	Tonification
05	Définition
06	Modelage
07	Microlifting
08	Relaxation musculaire
09	Massage
10	Capillarisation profonde
11	Anti-inflammatory
12	Résistance
13	Force résistante
14	Force de base
15	Force rapide
16	Force explosive
17	Hypertrophie
18	Microlifting visage avec pièce à main
19	Microlifting sein avec pièce à main
20	Microlifting décolleté avec pièce à main
21	Rides visage avec pièce à main
22	Rides front avec pièce à main