

T-ONE REHAB

T-One Rehab est l'électrostimulateur à 4 canaux conçu pour les spécialistes de la rééducation et les cliniques.



UMDNS: 13762

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- Générateur de courant monophasé (seulement pour programme iontophorèse)
- Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- Clavier avec des commandes simples et intuitives
- Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- Intensité réglable de 1 à 120 mA
- Fréquence d'onde 0,2 ÷ 1200 Hz
- Largeur d'impulsion 20µs ÷ 300ms
- Durée 1 ÷ 90 minutes
- Dimensions: 150x90x35 mm

T-ONE REHAB

ÉQUIPEMENT

- Dispositif T-ONE Rehab
- 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- Électrodes adhésives pregelées carrés
- Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- Kit iontophorèse
- Batterie Ni-MH rechargeable
- Chargeur de batterie
- Manuel d'utilisation
- Manuel de positionnement des électrodes
- Sac de transport



PROGRAMMES

29 PROGRAMMES REHA

| | |
|----|-------------------------|
| 01 | Ionophorèse L (basse) |
| 02 | Ionophorèse M (moyenne) |
| 03 | Ionophorèse H (élevée) |
| 04 | MENS Microcourant |
| 05 | Hématomes |
| 06 | Oedèmes |
| 07 | TENS séquentiel |
| 08 | TENS Burst |
| 09 | Prévention atrophie |
| 10 | Atrophie |
| 11 | Dénervé 50ms |
| 12 | Dénervé 100ms |
| 13 | Dénervé 150ms |
| 14 | Dénervé 200ms |
| 15 | Dénervé 250ms |
| 16 | Dénervé 300ms |
| 17 | Triangulaire 50ms |
| 18 | Triangulaire 100ms |
| 19 | Triangulaire 150ms |
| 20 | Triangulaire 200ms |
| 21 | Triangulaire 250ms |
| 22 | Triangulaire 300ms |
| 23 | Interférentiel |

| | |
|----|------------------------------|
| 24 | TENS modulation ampleur |
| 25 | TENS alternée |
| 26 | TENS Modulation de fréquence |
| 27 | TENS Modulation de fréquence |
| 28 | TENS modulation ampleur |
| 29 | Onde Kotz |

16 PROGRAMMES TENS

| | |
|----|---------------------------------|
| 01 | TENS conventionnel (rapide) |
| 02 | TENS endorphinique (retardé) |
| 03 | TENS valeurs maximales |
| 04 | Anti-inflammatoire |
| 05 | Douleur cervicale |
| 06 | Mal de dos / Sciatique |
| 07 | Distorsions / Contusions |
| 08 | Vascularisation |
| 09 | Relaxation musculaire |
| 10 | Douleur à la main et au poignet |
| 11 | Stimulation plantaire |
| 12 | Épicondylite |
| 13 | Épitrochlée |
| 14 | Périarthrite |
| 15 | TENS Burst |
| 16 | Microcourant |

20 PROGRAMMES NEMS

| | |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Réchauffement |
| 02 | Résistance |
| 03 | Force résistante |
| 04 | Force de base |
| 05 | Force rapide |
| 06 | Force de base explosive |
| 07 | Capillarizzazione profonda |
| 08 | Récupération musculaire |
| 09 | Agoniste/ Antagoniste |
| 10 | Contractions toniques séquentielles |
| 11 | Contractions phasiques séquentielles |
| 12 | Relaxation musculaire |
| 13 | Massage profond |
| 14 | EMS |
| 15 | 30' Résistance |
| 16 | 30' Force résistante |
| 17 | 20' Force de base |
| 18 | 20' Force rapide |
| 19 | 20' Force explosive |
| 20 | 20' Hypertrophie |

T-ONE REHAB

PROGRAMMES

18 PROGRAMMES BEAUTY

| | |
|----|--|
| 01 | Renforcement |
| 02 | Tonification |
| 03 | Définition |
| 04 | Modelage |
| 05 | Microlifting |
| 06 | Lipolyse abdomen |
| 07 | Lipolyse cuisses |
| 08 | Lipolyse fessiers et hanches |
| 09 | Lipolyse bras |
| 10 | Élasticité des tissus |
| 11 | Capillarisation |
| 12 | Lourdeur des jambes |
| 13 | Microlifting visage avec pièce à main |
| 14 | Microlifting sein avec pièce à main |
| 15 | Microlifting décolleté avec pièce à main |
| 16 | Rides visage avec pièce à main |
| 17 | Rides front avec pièce à main |
| 18 | Collagène |

9 PROGRAMMES URO

| | |
|----|----------------------------|
| 01 | Incontinence due au stress |
| 02 | Incontinence due au stress |
| 03 | Incontinence due au stress |
| 04 | Incontinence impérieuse |
| 05 | Incontinence impérieuse |
| 06 | Incontinence impérieuse |
| 07 | Incontinence mixte |
| 08 | Incontinence mixte |
| 09 | Incontinence mixte |

PROGRAMMES MEM

| | |
|---------|--------------------------------|
| M1-M5 | Mémoires libres TENS |
| M6-M10 | Mémoires libres NEMS |
| M11-M12 | Mémoires libres NEMS alternées |
| M13 | Test batterie |

22 2+2 PROGRAMMES USER

| | |
|----|--|
| 01 | Tens rapide |
| 02 | Tens endorphinique |
| 03 | Raffermissment |
| 04 | Tonification |
| 05 | Définition |
| 06 | Modelage |
| 07 | Microlifting |
| 08 | Relaxation musculaire |
| 09 | Massage |
| 10 | Capillarisation profonde |
| 11 | Anti-inflammatory |
| 12 | Résistance |
| 13 | Force résistante |
| 14 | Force de base |
| 15 | Force rapide |
| 16 | Force explosive |
| 17 | Hypertrophie |
| 18 | Microlifting visage avec pièce à main |
| 19 | Microlifting sein avec pièce à main |
| 20 | Microlifting décolleté avec pièce à main |
| 21 | Rides visage avec pièce à main |
| 22 | Rides front avec pièce à main |