

T-ONE COACH

T-One Coach es el electroestimulador con 4 canales diseñado para la prevención de traumas y para el refuerzo muscular de deportistas aficionados.



UMDNS: I3762

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Electroestimulador de 4 canales independientes con posibilidad de conectar hasta 8 electrodos
- Generador de corriente constante, constancia de emisión también en caso de variación de las condiciones de la piel, la máquina se detiene en caso de desconexión accidental de los electrodos
- Generador de onda cuadrada bifásica y compensada: la cantidad de corriente entre el polo positivo y negativo es par y constante, se evita así el efecto galvánico
- Funcionamiento con paciente doble
- Pantalla de color retroiluminada
- Feed-back usuario: el aparato reconoce si el usuario esta conectado
- Teclado con mandos simples e intuitivos
- Conduce en línea al usuario con instrucciones rápidas de empleo directamente sobre el display
- Funcionamiento con batería interior Ni-Mh recargable de 4,8 Volt
- Personalización de tratamiento con la selección hombre/mujer
- Intensidad ajustable de 1 a 120 mA
- Frecuencia de onda 1 ÷ 150 Hz
- Ancho de pulso 20µs ÷ 300µs
- Tiempo preestablecido para cada programa
- Dimensiones: 150x90x35 mm

T-ONE COACH

EQUIPAMIENTO

- Dispositivo T-ONE Coach
- 4 cables de conexión electrodos, para conectar hasta 8
- Electrodos adhesivos pregelificados cuadrados
- Electrodos adhesivos pregelificados rectangulares
- Batería Ni-MH
- Carcador batería
- Manuale de empleo
- Manual colocación de electrodos
- Bolsa de transporte



PROGRAMAS

16 PROGRAMAS TENS

- | | |
|----|------------------------------|
| 01 | TENS convencional (rápido) |
| 02 | TENS endorfinico (retrasado) |
| 03 | TENS valores máximos |
| 04 | Antinflamatorio |
| 05 | Dolor cervical |
| 06 | Dolor de espalda / Ciática |
| 07 | Distorsiones / Contusiones |
| 08 | Vascularización |
| 09 | Relajación muscular |
| 10 | Dolor mano / muñeca |
| 11 | Estimulación plantar |
| 12 | Epicondilitis |
| 13 | Epitroclea |
| 14 | Periartritis |
| 15 | Tens Burst |
| 16 | Microcorriente |

14 PROGRAMAS NEMS

- | | |
|----|-------------------|
| 01 | Calentamiento |
| 02 | Resistencia |
| 03 | Fuerza resistente |
| 04 | Fuerza base |

- | | |
|----|--|
| 05 | Fuerza veloz |
| 06 | Fuerza explosiva |
| 07 | Capilarización profunda |
| 08 | Recuperación muscular |
| 09 | Agonista / Antagonista |
| 10 | Contracciones tónicas
secuenciales |
| 11 | Contracciones de fases
secuenciales |
| 12 | Relajación muscular |
| 13 | Masaje profundo |
| 14 | EMS |

10 2+2 PROGRAMAS USER

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | Tens rápido |
| 02 | Tens endorfinico |
| 03 | Endurecimiento |
| 04 | Tonificación |
| 05 | Definición |
| 06 | Modelado |
| 07 | Microlifting |
| 08 | Relajación muscular |
| 09 | Masaje |
| 10 | Capilarización profunda |

18 PROGRAMAS BEAUTY

- | | |
|----|---|
| 01 | Endurecimiento |
| 02 | Tonificación |
| 03 | Definición |
| 04 | Modelado |
| 05 | Microlifting |
| 06 | Lipólisis abdomen |
| 07 | Lipólisis muslos |
| 08 | Lipólisis glúteos y costados |
| 09 | Lipólisis brazos |
| 10 | Tissue elasticity |
| 11 | Capilarización |
| 12 | Pesadez en las piernas |
| 13 | Microlifting rostro con
instrumento |
| 14 | Microlifting seno con instrumento |
| 15 | Microlifting décolleté con
instrumento |
| 16 | Arrugas rostro con instrumento |
| 17 | Forehead wrinkles with
handpiece |
| 18 | Colágeno |