

T-ONE REHAB

T-One Rehab es el electroestimulador con 4 canales pensado para los especialistas de la rehabilitación y clínicas deportivas.



UMDNS: 13762

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Electroestimulador de 4 canales independientes con posibilidad de conectar hasta 8 electrodos
- Generador de corriente constante, constancia de emisión también en caso de variación de las condiciones de la piel, la máquina se detiene en caso de desconexión accidental de los electrodos
- Generador de onda cuadrada bifásica y compensada: la cantidad de corriente entre el polo positivo y negativo es par y constante, se evita así el efecto galvánico
- Generador de onda monofásica, sólo para programa iontoforesis
- Funcionamiento con paciente doble
- Pantalla de color retroiluminada
- Feed-back usuario: el aparato reconoce si el usuario esta conectado
- Teclado con mandos simples e intuitivos
- Conduce en línea al usuario con instrucciones rápidas de empleo directamente sobre el display
- Funcionamiento con batería interior Ni-Mh recargable de 4,8 Volt
- Personalización de tratamiento con la selección hombre/mujer
- Intensidad ajustable de 1 a 120 mA
- Frecuencia de onda $0,2 \div 1200$ Hz
- Ancho de pulso $20\mu s \div 300ms$
- Tiempo $1 \div 90$ minutos
- Dimensiones: 150x90x35 mm

T-ONE REHAB

EQUIPAMIENTO

- Dispositivo T-ONE Rehab
- 4 cables de conexión electrodos, para conectar hasta 8
- Electrodos adhesivos pregelificados cuadrados
- Electrodos adhesivos pregelificados rectangulares
- Kit de iontoforesi
- Batería Ni-MH
- Carcador batería
- Manuale de empleo
- Manual colocación de electrodos
- Bolsa de transporte



PROGRAMAS

29 PROGRAMAS REHA

01	Iontoforesis L (baja)
02	Iontoforesis M (media)
03	Iontoforesis H (alta)
04	MENS Microcorriente
05	Hematomas
06	Edemas
07	TENS secuencial
08	TENS Burst
09	Prevención atrofia
10	Atrofia
11	Denervado 50ms
12	Denervado 100ms
13	Denervado 150ms
14	Denervado 200ms
15	Denervado 250ms
16	Denervado 300ms
17	Triangular 50ms
18	Triangular 100ms
19	Triangular 150ms
20	Triangular 200ms
21	Triangular 250ms
22	Triangular 300ms
23	Interferencial

24	TENS modulación de amplitud
25	TENS alterna
26	TENS modulación de frecuencia
27	TENS modulación de frecuencia
28	TENS modulación de amplitud
29	Onda de Kotz

16 PROGRAMAS TENS

01	TENS convencional (rápido)
02	TENS endorfinico (retrasado)
03	TENS valores máximos
04	Antiinflamatorio
05	Dolor cervical
06	Dolor de espalda / Ciática
07	Distorsiones / Contusiones
08	Vascularización
09	Relajación muscular
10	Dolor mano / muñeca
11	Estimulación plantar
12	Epicondilitis
13	Epitroclea
14	Periartritis
15	Tens Burst
16	Microcorriente

20 PROGRAMAS NEMS

01	Calentamiento
02	Resistencia
03	Fuerza resistente
04	Fuerza base
05	Fuerza veloz
06	Fuerza explosiva
07	Capilarización profunda
08	Recuperación muscular
09	Agonista / Antagonista
10	Contracciones tónicas secuenciales
11	Contracciones de fases secuenciales
12	Relajación muscular
13	Masaje profundo
14	EMS
15	30' Resistencia
16	30' Fuerza resistente
17	20' Fuerza base
18	20' Fuerza veloz
19	20' Fuerza explosiva
20	20' Hipertrofia

T-ONE REHAB

PROGRAMAS

18 PROGRAMAS BEAUTY

01	Endurecimiento
02	Tonificación
03	Definición
04	Modelado
05	Microlifting
06	Lipólisis abdomen
07	Lipólisis muslos
08	Lipólisis glúteos y costados
09	Lipólisis brazos
10	Elasticidad tejidos
11	Capilarización
12	Pesadez en las piernas
13	Microlifting rostro con instrumento
14	Microlifting seno con instrumento
15	Microlifting décolleté con instrumento
16	Arrugas rostro con instrumento
17	Arrugas frente con instrumento
18	Colágeno

9 PROGRAMAS URO

01	Incontinencia por estrés
02	Incontinencia por estrés
03	Incontinencia por estrés
04	Incontinencia por urgencia
05	Incontinencia por urgencia
06	Incontinencia por urgencia
07	Incontinencia mixta
08	Incontinencia mixta
09	Incontinencia mixta

MEMORIAS LIBRES

M1-M5	Memorias libres TENS
M6-M10	Memorias libres NEMS
M11-M12	Memorias libres NEMS alternas
M13	Prueba batería

22 2+2 PROGRAMAS USER

01	Tens rápido
02	Tens endorfinico
03	Endurecimiento
04	Tonificación
05	Definición
06	Modelado
07	Microlifting
08	Relajación muscular
09	Masaje
10	Capilarización profunda
11	Anti-inflammatory
12	Resistencia
13	Fuerza resistente
14	Fuerza base
15	Fuerza veloz
16	Fuerza explosiva
17	Hipertrofia
18	Microlifting rostro con instrumento
19	Microlifting seno con instrumento
20	Microlifting escote con instrumento
21	Arrugas rostro con instrumento
22	Arrugas frente con instrumento