

MAG2000 PREMIUM

Mag2000 Premium è l'edizione speciale della Mag2000.

Include 2 fasce terapeutiche e 5 anni di garanzia.

È ideale per il trattamento di diverse patologie ossee e muscolari grazie ai suoi 35 programmi preimpostati.

5 anni di garanzia



BD/RDM: 1995025/R

CND: Z120606

UMDNS: 12415

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

CARATTERISTICHE

- 35 programmi
- Intensità fino a 150 gauss per canale
- 2 canali di uscita
- Frequenza da 1 a 100 Hz

DOTAZIONE

- Dispositivo MAG2000 Premium
- 2 fasce elastiche terapeutiche (F3S2000)
- Alimentatore medico
- Magnete per la verifica del funzionamento del dispositivo
- 1 busta di protezione PVC
- Manuale d'uso
- Borsa per il trasporto



MAG2000 PREMIUM

MAG2000 Premium è dotata di 20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni (osteoporosi, periartrite, ecc.), 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia.

MAG2000 Premium permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi fino a 300 Gauss sulle due uscite (150 Gauss per uscita) nei programmi con frequenze di lavoro da 1 a 100 Hertz.

PROGRAMMI

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 01 Osteoporosi | 13 Dolore lombo-sacrale | 25 Tratt. 15 Hz |
| 02 Artrosi | 14 Artrosi spalla | 26 Tratt. 20 Hz |
| 03 Artrite | 15 Artrosi ginocchio | 27 Tratt. 30 Hz |
| 04 Artrosi cervicale | 16 Periartrite scapolo omerale | 28 Tratt. 40 Hz |
| 05 Dolori articolari | 17 Coxartrosi | 29 Tratt. 50 Hz |
| 06 Cervicalgia | 18 Aтроfie muscolari | 30 Tratt. 60 Hz |
| 07 Distorsioni | 19 Contratture muscolari | 31 Tratt. 70 Hz |
| 08 Fratture | 20 Osteonecrosi | 32 Tratt. 80 Hz |
| 09 Epicondilite | 21 Tratt. 1 Hz | 33 Tratt. 90 Hz |
| 10 Epitrocleite | 22 Tratt. 3 Hz | 34 Tratt. 100 Hz |
| 11 Contusioni intercostali | 23 Tratt. 5 Hz | 35 Scansione automatica |
| 12 Lombalgia | 24 Tratt. 10 Hz | |