

# I-TECH PHYSIO

I-Tech Physio è l'elettrostimolatore facile da usare e completamente programmabile per la terapia del dolore e la riabilitazione muscolare.

- 14 PROGRAMMI TENS
- 21 PROGRAMMI NEMS
- 15 PROGRAMMI BEAUTY
- 9 PROGRAMMI INCONTINENZA
- 27 PROGRAMMI RIABILITAZIONE
- 13 MEMORIE LIBERE

STIMOLAZIONE DENERVATO

CND Z120601

REP 1225566/S

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa**

I-TECH PHYSIO è un dispositivo medico CE0068



## DOTAZIONE

- ✓ Apparecchio con display grafico a 2 canali
- ✓ 2 cavi di connessione per la trasmissione degli impulsi elettrici
- ✓ 2 cavetti sdoppiatori per raddoppiare l'area di copertura degli elettrodi
- ✓ Elettrodi adesivi pregelati
- ✓ Kit ionoforesi (elettrodi in silicone, spugne porta elettrodo, fascia elastica fissaggio elettrodi)
- ✓ Batteria ricaricabile estraibile
- ✓ Caricabatteria
- ✓ Manuale utente
- ✓ Manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa di contenimento



## CARATTERISTICHE

- ✓ 2 canali indipendenti
- ✓ Onda quadra bifasica compensata
- ✓ Onda quadra monofasica
- ✓ Onda Interferenziale, Kotz
- ✓ Dispositivo programmabile
- ✓ Intensità massima 100 mApp
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Clip aggancio cintura
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica

## PROGRAMMI

**TENS**

<b>01</b> Tens rapido	<b>16</b> Denervato triangolare 50 ms	<b>19</b> Decontratturante
<b>02</b> Tens endorfinico	<b>17</b> Denervato triangolare 100 ms	<b>20</b> Massaggio profondo
<b>03</b> Tens ai valori massimi	<b>18</b> Denervato triangolare 150 ms	<b>21</b> EMS
<b>04</b> Antinfiammatorio	<b>19</b> Denervato triangolare 200 ms	
<b>05</b> Cervicalgia/Cefalea miotensiva	<b>20</b> Denervato triangolare 250 ms	
<b>06</b> Lombalgia/Sciatalgia	<b>21</b> Interferenziale	
<b>07</b> Distorsioni/Contusioni	<b>22</b> Tens con modulazione in ampiezza	
<b>08</b> Vascolarizzazione	<b>23</b> Tens alternata	
<b>09</b> Decontratturante	<b>24</b> Tens con modulazione in frequenza	
<b>10</b> Dolori mano e polso	<b>25</b> Tens con modulazione in frequenza	
<b>11</b> Stimolazione plantare	<b>26</b> Tens con modulazione in ampiezza	
<b>12</b> Epicondilitis	<b>27</b> Kotz	

**BEAUTY**

<b>01</b> Rassodamento arti superiori e tronco
<b>02</b> Rassodamento arti inferiori
<b>03</b> Tonificazione arti superiori e tronco
<b>04</b> Tonificazione arti inferiori
<b>05</b> Definizione arti superiori e tronco
<b>06</b> Definizioni arti inferiori
<b>07</b> Modellamento
<b>08</b> Microlifting
<b>09</b> Lipolisi addome

**NEMS**

<b>01</b> Riscaldamento
<b>02</b> Resistenza arti superiori e tronco
<b>03</b> Resistenza arti inferiori
<b>04</b> Forza resistente arti superiori e tronco
<b>05</b> Forza resistente arti inferiori
<b>06</b> Forza base arti superiori e tronco
<b>07</b> Forza base arti inferiori
<b>08</b> Forza veloce arti superiori e tronco
<b>09</b> Forza veloce arti inferiori
<b>10</b> Forza esplosiva arti superiori e tronco
<b>11</b> Forza esplosiva arti inferiori
<b>12</b> Capillarizzazione profonda
<b>13</b> Recupero muscolare
<b>14</b> Agonista-antagonista
<b>15</b> Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco
<b>16</b> Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori
<b>17</b> Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco
<b>18</b> Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori

**REHA**

<b>01</b> Ionoforesi L	<b>13</b> Elasticità tessuti
<b>02</b> Ionoforesi M	<b>14</b> Capillarizzazione
<b>03</b> Ionoforesi H	<b>15</b> Pesantezza alle gambe
<b>04</b> Microcorrente	
<b>05</b> Ematoma	
<b>06</b> Edema	
<b>07</b> Tens sequenziale	
<b>08</b> Tens Burst	
<b>09</b> Prevenzione atrofia	
<b>10</b> Atrofia	
<b>11</b> Denervato quadra 50 ms	
<b>12</b> Denervato quadra 100 ms	
<b>13</b> Denervato quadra 150 ms	
<b>14</b> Denervato quadra 200 ms	
<b>15</b> Denervato quadra 250 ms	

**INCONTINENZA**

<b>01</b> Incontinenza da stress
<b>02</b> Incontinenza da stress
<b>03</b> Incontinenza da stress
<b>04</b> Incontinenza da urgenza
<b>05</b> Incontinenza da urgenza
<b>06</b> Incontinenza da urgenza
<b>07</b> Incontinenza mista
<b>08</b> Incontinenza mista
<b>09</b> Incontinenza mista