

# T-ONE COACH

Der T-One Coach ist ein 4-Kanal-Elektrostimulator, der für die Prävention von Verletzungen und die Stärkung der Muskeln von Amateursportlern entwickelt wurde.



**UMDNS:** 13762

**MEDIZINPRODUKT DER KLASSE** IIa

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Elektrostimulator mit 4 unabhängigen Kanälen und der Möglichkeit, bis zu 8 Elektroden anzuschließen.
- Konstant-Stromgenerator (Konstanz in der Emission auch bei Variation der Bedingungen der Haut. Das Gerät stoppt im Falle einer versehentlichen Ablösung der Elektroden automatisch)
- Generator von quadratischer, biphasischer und kompensierter Welle: die Strommenge, die vom positiven Pol zum negativen läuft, ist gleich und konstant, wodurch die galvanische Wirkung vermieden wird.
- 2+2-Funktion (Doppelbenutzer)
- Hintergrundbeleuchtetes Farb-Graphikdisplay
- Benutzer-Feedback: das Gerät erkennt, ob der Benutzer angeschlossen ist
- Tastatur mit einfachen und intuitiven Befehlen
- Online-Hilfe mit schnellen Instruktionen direkt auf dem Display
- Betrieb mit aufladbarem Akku-Pack 4,8 Volt
- Individuelle Behandlungen mit der Wahl zwischen Mann/Frau
- Intensität einstellbar von 1 bis 120 mA
- Wellenfrequenz 1 bis 150 Hz
- Impulsbreite 20  $\mu$ s bis 300  $\mu$ s
- Für jedes Programm voreingestellte Zeit
- Geräteabmessungen: 150x90x35 mm

# T-ONE COACH

## LIEFERUMFANG

- T-ONE Coach Gerät
- 4 Anschlusskabel für die Elektroden (für den Anschluss von 8 Elektroden)
- Quadratische vorgegelte Elektrodenpads
- Rechteckige vorgegelte Elektrodenpads
- Aufladbare NI-Mh Batterie
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch und Positionierungsanleitung
- Tragetasche



## PROGRAMME

### 16 TENS-PROGRAMME

01	Konventionelle TENS (schnell)
02	TENS endorphinisch (verzögert)
03	Tens maximale Werte
04	Entzündungshemmend
05	Nackenschmerzen
06	Rückenschmerzen/Ischialgie
07	Verstauchungen/Quetschungen
08	Durchblutung
09	Muskelentspannung
10	Schmerzen in der Hand und im Handgelenk
11	Fußsohlenstimulation
12	Epicondylitis
13	Epitroclea
14	Periarthritis
15	Tens Burst
16	Mikrostrom

### 14 NEMS-PROGRAMME

01	Aufwärmen
02	Resistenz
03	Widerstandskraft
04	Basis-Kraft
05	Schnelle Kraft

06	Explosive Basis-Kraft
07	Tiefe Kapillarisation
08	Muskelerholung
09	Agonist/Antagonist
10	Sequentielle tonische Kontraktionen
11	Sequentielle phasische Kontraktionen
12	Muskelentspannung
13	Tiefe Massage
14	EMS

### 10 2+2 USER-PROGRAMME

01	Tens schnell
02	Tens Endorphin
03	Festigung
04	Straffung
05	Definition
06	Modellierung
07	Microlifting
08	Muskelentspannung
09	Massage
10	Tiefe Kapillarisation

### 18 BEAUTY-PROGRAMME

01	Festigung
02	Straffung
03	Definition
04	Modellierung
05	Microlifting
06	Lipolyse Abdomen
07	Lypolyse Oberschenkel
08	Lipolyse / Fettspaltung und Hüften
09	Lypolyse Arme
10	Elastizität des Gewebes
11	Kapillarisation
12	Schwere Beine
13	Microlifting Gesicht mit Handstück
14	Microlifting Brust mit Handstück
15	Microlifting Décolleté mit Handstück
16	Falten Gesicht mit Handstück
17	Stirnfalten mit Handstück
18	Kollagen