

T-ONE REHAB

Der T-One Rehab ist ein 4-Kanal-Elektrostimulator, der für Reha-Spezialisten und Kliniken entwickelt wurde.



UMDNS: 13762

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Elektrostimulator mit 4 unabhängigen Kanälen und der Möglichkeit, bis zu 8 Elektroden anzuschließen.
- Konstant-Stromgenerator (Konstanz in der Emission auch bei Variation der Bedingungen der Haut. Das Gerät stoppt im Falle einer versehentlichen Ablösung der Elektroden automatisch)
- Generator von quadratischer, biphasischer und kompensierter Welle: die Strommenge, die vom positiven Pol zum negativen läuft, ist gleich und konstant, wodurch die galvanische Wirkung vermieden wird.
- Generator von monophasischen Wellen (nur für das Iontophorese-Programm)
- 2+2-Funktion (Doppelbenutzer)
- Hintergrundbeleuchtetes Farb-Graphikdisplay
- Benutzer-Feedback: das Gerät erkennt, ob der Benutzer angeschlossen ist
- Tastatur mit einfachen und intuitiven Befehlen
- Online-Hilfe mit schnellen Instruktionen direkt auf dem Display
- Betrieb mit aufladbarem Akku-Pack 4,8 Volt
- Individuelle Behandlungen mit der Wahl zwischen Mann/Frau
- Intensität einstellbar von 1 bis 120 mA
- Wellenfrequenz 0,2 bis 1200 Hz
- Impulsbreite 20 μ s bis 300 ms
- Zeit von 1 bis 90 Minuten
- Geräteabmessungen: 150x90x35 mm

T-ONE REHAB

LIEFERUMFANG

- T-ONE Rehab Gerät
- 4 Anschlusskabel für die Elektroden (für den Anschluss von 8 Elektroden)
- Quadratische vorgegelte Elektrodenpads
- Rechteckige vorgegelte Elektrodenpads
- Iontophorese-Kit
- Aufladbare NI-Mh Batterie
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch und Positionierungsanleitung
- Tragetasche



PROGRAMME

29 REHA-PROGRAMME

- 01 Iontophorese L (niedrig)
- 02 Iontophorese M (Mittel)
- 03 Iontophorese H (hoch)
- 04 MENS Mikrostrom
- 05 Hämatome
- 06 Ödeme
- 07 Tens sequentiell
- 08 TENS-Burst
- 09 Atrophieprävention
- 10 Atrophie
- 11 Denerviert 50ms
- 12 Denerviert 100ms
- 13 Denerviert 150ms
- 14 Denerviert 200ms
- 15 Denerviert 250ms
- 16 Denerviert 300µs
- 17 Triangular 50ms
- 18 Triangular 100ms
- 19 Triangular 150ms
- 20 Triangular 200ms
- 21 Triangular 250ms
- 22 Triangular 300ms
- 23 Interferenz

- 24 Tens Breitenmodulation
- 25 Wechselnde Tens
- 26 Tens Frequenzmodulation
- 27 Tens Frequenzmodulation
- 28 Tens Breitenmodulation
- 29 Kotz-Wellen

16 TENS-PROGRAMME

- 01 Konventionelle TENS (schnell)
- 02 TENS endorphinisch (verzögert)
- 03 Tens maximale Werte
- 04 Entzündungshemmend
- 05 Nackenschmerzen
- 06 Rückenschmerzen/Ischialgie
- 07 Verstauchungen/Quetschungen
- 08 Durchblutung
- 09 Muskelentspannung
- 10 Schmerzen in der Hand und im Handgelenk
- 11 Fußsohlenstimulation
- 12 Epicondylitis
- 13 Epitroclea
- 14 Periarthritis
- 15 Tens Burst
- 16 Mikrostrom

20 NEMS-PROGRAMME

- 01 Aufwärmen
- 02 Resistenz
- 03 Widerstandskraft
- 04 Basis-Kraft
- 05 Schnelle Kraft
- 06 Explosive Basis-Kraft
- 07 Tiefe Kapillarisation
- 08 Muskelerholung
- 09 Agonist/Antagonist
- 10 Sequentielle tonische Kontraktionen
- 11 Sequentielle phasische Kontraktionen
- 12 Muskelentspannung
- 13 Tiefe Massage
- 14 EMS
- 15 30' Resistenz
- 16 30' Widerstandskraft
- 17 20' Basis-Kraft
- 18 20' Schnelle Kraft
- 19 20' Explosive Stärke
- 20 20' Hypertrophie

T-ONE REHAB

PROGRAMME

18 BEAUTY-PROGRAMME

01	Festigung
02	Straffung
03	Definition
04	Modellierung
05	Microlifting
06	Lipolyse Abdomen
07	Lypolyse Oberschenkel
08	Lipolyse / Fettspaltung und Hüften
09	Lypolyse Arme
10	Elastizität des Gewebes
11	Kapillarisierung
12	Schwere Beine
13	Microlifting Gesicht mit Handstück
14	Microlifting Brust mit Handstück
15	Microlifting Décolleté mit Handstück
16	Falten Gesicht mit Handstück
17	Stirnfalten mit Handstück
18	Kollagen

9 URO-PROGRAMME

01	Stress-Inkontinenz
02	Stress-Inkontinenz
03	Stress-Inkontinenz
04	Dranginkontinenz
05	Dranginkontinenz
06	Dranginkontinenz
07	Gemischte Inkontinenz
08	Gemischte Inkontinenz
09	Gemischte Inkontinenz

FREIERE SPEICHER

M1-M5	Freie Speicherplätze TENS
M6-M10	Freie Speicherplätze NEMS
M11-M12	Freie Speicherplätze NEMS alternierend
M13	Batterietest

22 2+2 USER-PROGRAMME

01	Tens schnell
02	Tens Endorphin
03	Festigung
04	Straffung
05	Definition
06	Modellierung
07	Microlifting
08	Muskelentspannung
09	Massage
10	Tiefe Kapillarisierung
11	Anti-inflammatory
12	Resistenz
13	Widerstandskraft
14	Basis-Kraft
15	Schnelle Kraft
16	Explosive Stärke
17	Hypertrophie
18	Microlifting Gesicht mit Handstück
19	Microlifting Brust mit Handstück
20	Microlifting Décolleté mit Handstück
21	Falten Gesicht mit Handstück
22	Stirnfalten mit Handstück