

ORTHOMAG

Orthomag è il primo dispositivo per magnetoterapia a bassa frequenza (CEMP) da utilizzare ovunque:

- ✓ Alimentato a batteria (in movimento).
- ✓ Collegato all'accendisigari dell'auto o del camion.
- ✓ Collegato alla presa di corrente a casa o in ufficio.

L'applicatore Orthomag è unico nel suo genere. Leggerissimo, comodo da mettere e da togliere e FLESSIBILE, e si adatta perfettamente alla fisiologia del tuo corpo. Nessun applicatore per magnetoterapia a bassa frequenza sul mercato ha uno spessore e un peso così ridotti.

Si piega per adattarsi alla forma del tuo corpo. Risolve definitivamente i problemi di peso, dimensioni e flessibilità. Orthomag dispone di due programmi (50-75Hz) per il trattamento di patologie legate al tessuto osseo e dei problemi legati a condizioni infiammatorie.

CND Z120606

REP 2581616/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Orthomag è un dispositivo medico certificato CE0197.

CARATTERISTICHE

- ✓ Applicatore universale flessibile
- ✓ Batteria al litio ricaricabile
- ✓ 2 programmi (50 Hz - 75 Hz)
- ✓ Fino a 25 Gauss per programma

DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo ORTHOMAG
- ✓ Caricabatteria (cavo da circa 1.5m)
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ Applicatore universale flessibile (cavo di circa 1,5 m)
- ✓ Borsa per il trasporto
- ✓ Calamita tester
- ✓ Bande elastiche di fissaggio (taglie S e L)
- ✓ Caricabatteria da auto (opzionale).



ORTHOMAG

FABBRICANTE

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

RAPPRESENTANTE EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

DISTRIBUITO DA

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy