

MIO-CARE FITNESS

Mio-Care Fitness è l'elettrostimolatore ideale per il trattamento del dolore, in grado di rispondere alle esigenze dello sportivo e di carattere estetico.

CND Z120601

REP 2581759/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0197



DOTAZIONE

- ✓ Elettroterapia TENS ed EMS con display grafico
- ✓ 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- ✓ Caricabatterie
- ✓ Clip di aggancio alla cintura
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE

- ✓ Elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- ✓ Funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni toniche e fasiche, massaggio profondo)
- ✓ Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile)
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Intensità 100 mA per canale

DIMENSIONI APPARECCHIO

114 X 68 X 26 mm

MIO-CARE FITNESS

PROGRAMMI

20 PROGRAMMI TENS

- 01 Tens convenzionale (rapido)
- 02 Tens endorfinico (ritardato)
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia/cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia/sciatalgia
- 07 Distorsioni/contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Rilassamento muscolare
- 10 Ematomi
- 11 Prevenzione atrofia
- 12 Atrofia (recupero trofismo)
- 13 Dolori mano e polso
- 14 Stimolazione plantare
- 15 Epicondilitis
- 16 Epitrocleite
- 17 Periartrite
- 18 Microcorrente
- 19 Incontinenza da sforzo (sonda esclusa)
- 20 Incontinenza da urgenza (sonda esclusa)

20 PROGRAMMI FITNESS

- 01 Riscaldamento
- 02 Resistenza arti superiori e tronco
- 03 Resistenza arti inferiori
- 04 Forza resistente arti superiori e tronco
- 05 Forza resistente arti inferiori
- 06 Forza base arti superiori e tronco
- 07 Forza base arti inferiori
- 08 Forza veloce arti superiori e tronco
- 09 Forza veloce arti inferiori
- 10 Forza esplosiva arti superiori e tronco
- 11 Forza esplosiva arti inferiori
- 12 Capillarizzazione profonda
- 13 Recupero muscolare
- 14 Agonista-antagonista
- 15 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco
- 16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori
- 17 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco
- 18 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori
- 19 Decontratturante
- 20 Massaggio profondo

15 PROGRAMMI BEAUTY

- 01 Rassodamento arti superiori e tronco
- 02 Rassodamento arti inferiori
- 03 Tonificazione arti superiori e tronco
- 04 Tonificazione arti inferiori
- 05 Definizione arti superiori e tronco
- 06 Definizione arti inferiori
- 07 Modellamento
- 08 Microlifting
- 09 Lipolisi addome
- 10 Lipolisi cosce
- 11 Lipolisi glutei e fianchi
- 12 Lipolisi braccia
- 13 Elasticità tessuti
- 14 Capillarizzazione
- 15 Pesantezza alle gambe

STIMOLAZIONE ALTERNATA SUI DUE CANALI

L'apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui due canali in modo da produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali. Questa caratteristica ne consente un uso efficace in ambito estetico per la lipolisi ed in ambito sportivo per l'allenamento di muscoli agonisti od il massaggio sequenziale. La grande potenza che l'apparecchio riesce a generare, ne consente l'uso anche agli sportive più esigenti.

MIO-CARE FITNESS

FABBRICANTE

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

RAPPRESENTANTE EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

DISTRIBUITO DA

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy