

MAG1000

Mag1000 è l'apparecchio per magnetoterapia ad alta frequenza ideale per il trattamento delle patologie a carico dei tessuti molli come muscoli e tendini.



CARATTERISTICHE

- ✓ 20 programmi
- ✓ 2 canali di uscita
- ✓ Regolazione di intensità su 3 livelli
- ✓ Frequenza portante 27 MHz
- ✓ Frequenza di modulazione da 8 a 640 Hz

DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo MAG1000
- ✓ Applicazione a fascia
- ✓ Alimentatore medicale
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ 1 pacco batterie
- ✓ Borsa per il trasporto

DIMENSIONI DISPOSITIVO 153 x 91 x 38 mm

PROGRAMMI

01 Artrite / Artrosi	08 Distorsioni	15 Epicondilite
02 Reumatismi	09 Lussazioni	16 Epitrocleite
03 Dolori / Protesi articolari	10 Traumi	17 Lombalgia
04 Ernia discale	11 Contusioni	18 Contratture muscolari
05 Dolori muscolari	12 Mialgie	19 Applicazione media 2h
06 Osteoporosi	13 Tendiniti	20 Applicazione lunga 4h
07 Fratture	14 Ematomi	

CND Z120606

REP 2586120/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

MAG1000 è un dispositivo medico CE0197.

MAG1000

FABBRICANTE

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

RAPPRESENTANTE EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

DISTRIBUITO DA

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy