

# ORTHOMAG

ORTHOMAG est le première dispositif de magnétothérapie à basse fréquence (PEMF) qui peut être utilisé partout:

- ✓ Avec batterie (en mouvement)
- ✓ Branché sur l'allume-cigare.
- ✓ Branché au secteur électrique à la maison ou dans le bureau.

L'applicateur de Orthomag est unique en son genre. Il est léger, confortable à porter et FLEXIBLE et il s'adapte efficacement aux différentes parties du corps.

Il n'existe pas un applicateur pour la magnétothérapie à basse fréquence avec un épaisseur et un poids si réduit dans le commerce. Il résout définitivement les problèmes de poids, d'encombrement et de flexibilité.

Orthomag est fourni avec deux programmes (50-75 Hz) pour le traitement des pathologies des tissus osseuses et pour les problèmes typiques des état inflammatoires.con estados inflamatorios.

## DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

Orthomag c'est un dispositif médical CE0197

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Applicateur universel flexible
- ✓ Batterie Lithium rechargeable
- ✓ 2 programmes (50 Hz - 75 Hz)
- ✓ Jusqu'à 25 Gauss pour chaque programme

## ÉQUIPEMENT

- ✓ Dispositif ORTHOMAG;
- ✓ Applicateur universel flexible (câble de 1,5 m)
- ✓ Chargeur (câble de 1,5 m);
- ✓ Sac de rangement;
- ✓ Aimant pour le test d'émission;
- ✓ Bandes élastiques de fixation (mesure S et L);
- ✓ Chargeur auto (en option);
- ✓ Mode d'emploi et d'entretien.



# ORTHOMAG

## FABRICANT

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.  
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng  
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108  
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

---

## REPRÉSENTANT EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

---

## DISTRIBUÉ PAR

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy