

# ORTHOMAG

Orthomag ist das erste Niederfrequenz-Magnettherapie-Gerät (PEMF), das überall eingesetzt werden kann:

- ✓ Batteriebetrieben (in Bewegung).
- ✓ Anschluss an den Zigarettenanzünder im Auto oder Lkw.
- ✓ Anschluss an die Steckdose zu Hause oder im Büro.

Der Orthomag-Applikator ist einzigartig. Sehr leicht, bequem zum An- und Ausziehen und FLEXIBEL, passt sich perfekt an die Physiologie Ihres Körpers an. Kein anderer Niederfrequenz-Magnettherapie-Applikator auf dem Markt ist so dünn und leicht.

Er lässt sich biegen und passt sich Ihrer Körperform an.

Er löst definitiv die Probleme von Gewicht, Größe und Flexibilität. Orthomag hat zwei Programme (50-75 Hz) zur Behandlung von Erkrankungen des Knochengewebes und von Problemen im Zusammenhang mit entzündlichen Zuständen.



## MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

Orthomag ist ein CE0197-zertifiziertes Medizinprodukt

## MERKMALE

- ✓ Flexibler Universalapplikator
- ✓ Wiederaufladbarer Lithium-Akku
- ✓ Bis zu 25 Gauss pro Programm
- ✓ 2 Programme (50Hz - 75Hz)



## LIEFERUMFANG

- ✓ ORTHOMAG-Gerät
- ✓ Batterieladegerät (ca. 1,5 m Kabel)
- ✓ Benutzerhandbuch
- ✓ Flexibler Universalapplikator (ca. 1,5 m Kabel)
- ✓ Tragetasche
- ✓ Testmagnet
- ✓ Elastische Befestigungsbänder (Größe S und L)
- ✓ Autoladegerät (optional).

# ORTHOMAG

## HERSTELLER

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.  
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng  
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108  
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

---

## VERTRETER EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

---

## VERTRIEBEN VON

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy