

MIO-CARE FITNESS

Mio-Care Fitness es el electroestimulador ideal para el tratamiento del dolor, es capaz de tratar las exigencias tanto en el ámbito deportivo como estético.

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

Mio-Care Fitness es un dispositivo médico CE0197

EQUIPAMIENTO

- ✓ Electroterapia TENS y EMS con pantalla gráfica
- ✓ 2 cables de electrodos con 4 conexiones (total 8 electrodos conectables)
- ✓ Electrodos adhesivos pregelados
- ✓ Batería interna Ni-Mh recargable con nueva tecnología LL (long lasting) de baja autodescarga
- ✓ Cargador de la batería interna
- ✓ Pinza de enganche al cinturón
- ✓ Manual de uso e manual de colocación de los electrodos
- ✓ Bolsa de transporte

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Electroterapia de 2 canales independientes con la posibilidad de conectar hasta 8 electrodos;
- ✓ Generador de onda cuadrada bifásica compensada. La cantidad de corriente que circula entre positivo y negativo es igual y constante, evitando el peligroso efecto polar posible si se estimula con una onda no compensada;
- ✓ Funcionamiento asíncrono de los canales de estimulación (lipólisis, agonista-antagonista, Contracciones tónicas y fásicas, masaje profundo);
- ✓ Digital con teclado simple e intuitivo;
- ✓ Instrucciones sobre el programa en curso y el tiempo restante visible directamente en la pantalla;
- ✓ Funcionamiento con batería interior recargable (extraíble);
- ✓ Display retroiluminado;
- ✓ Intensidad máxima 100 mA por canal

DIMENSIONES DEL APARATO

114 X 68 X 26 mm



MIO-CARE FITNESS

PROGRAMAS

20 PROGRAMAS MEDICOS		20 PROGRAMAS FITNESS		15 PROGRAMAS BELLEZA	
01	Tens convencional (rápido)	01	Calentamiento	01	Fortalecimiento miembros superiores y tronco
02	Tens endorfinica (retrasada)	02	Resistencia miembros superiores y tronco	02	Fortalecimiento miembros inferiores
03	Tens con valores máximos	03	Resistencia miembros inferiores	03	Tonificación miembros superiores y tronco
04	Antiinflamatorio	04	Fuerza resistente miembros superiores y tronco	04	Tonificación miembros inferiores
05	Cervicalgia/cefalea miotensiva	05	Fuerza resistente miembros inferiores	05	Definición miembros superiores y tronco
06	Lumbalgia/ciatalgia	06	Fuerza básica miembros superiores y tronco	06	Definición miembros inferiores
07	Distorsiones/contusions	07	Fuerza básica miembros inferiores	07	Modelación
08	Vascularización	08	Fuerza veloz miembros superiores y tronco	08	Microlifting
09	Relajante	09	Fuerza veloz miembros inferiores	09	Lipólisis abdomen
10	Hematomas	10	Fuerza explosiva miembros superiores y tronco	10	Lipólisis muslos
11	Prevención atrofia	11	Fuerza explosiva miembros inferiores	11	Lipólisis glúteos y caderas
12	Atrofia (recuperación del trofismo)	12	Capilarización profunda	12	Lipólisis brazos
13	Dolores mano y muñeca	13	Recuperación muscular	13	Elasticidad tejidos
14	Estimulación plantar	14	Agonista-antagonista	14	Capilarización
15	Epicondilitis	15	Contracciones tónicas secuenciales miembros superiores y tronco	15	Pesadez de las piernas
16	Epitrocleitis	16	Contracciones tónicas secuenciales miembros inferiores		
17	Periartritis	17	Contracciones fásicas secuenciales miembros superiores y tronco		
18	Microcorriente	18	Contracciones fases secuenciales miembros inferiores		
19	Incontinencia por esfuerzo (sonda escl.)	19	Relajante		
20	Incontinencia por urgencia (sonda escl.)	20	Masaje profundo		

ESTIMULACIÓN ALTERNA DE DOS CANALES

El aparato es capaz de generar pulsos alternos en los dos canales a fin de producir las contracciones o la estimulación secuencial. Esta característica permite un uso eficaz en la estética para la lipólisis y en el deporte para la formación de los músculos agonistas o masaje secuencial. La gran potencia que puede generar, se puede utilizar también para los deportes más exigentes.

MIO-CARE FITNESS

FABRICANTE

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

REPRESENTANTE EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

DISTRIBUIDO POR

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy