

MAG1000

Mag1000 est l'appareil de magnétothérapie haute fréquence idéal pour traiter les maladies des tissus mous comme les muscles et les tendons.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ 20 programmes
- ✓ 2 canaux de sortie
- ✓ Réglage de l'intensité sur 3 niveaux
- ✓ Fréquence porteuse 27 MHz
- ✓ Fréquence de modulation de 8 à 640 Hz



DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa
MAG1000 est un dispositif médical CE0197.

ÉQUIPEMENTS

- ✓ Dispositif MAG1000
- ✓ Applicateur avec bande
- ✓ Alimentation médicale
- ✓ Notice d'utilisation
- ✓ 1 batterie paquet
- ✓ Étui de transport

DIMENSIONS DU DISPOSITIF 153 x 91 x 38 mm

PROGRAMMES

01 Arthrite / Arthrose	08 Entorses	15 Épicondylite
02 Rhumatismes	09 Luxations	16 Épitrochléite
03 Douleurs / Prothèses articulaires	10 Traumatismes	17 Lombalgies
04 Hernie discale	11 Contusions	18 Contractures musculaires
05 Douleurs musculaires	12 Myalgies	19 Application moyenne 2h
06 Ostéoporose	13 Tendinites	20 Application prolongée 4h
07 Fractures	14 Hématomes	

MAG1000

FABRICANT

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

REPRÉSENTANT EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

DISTRIBUÉ PAR

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy