

# MAG1000

Das Mag1000 ist das ideale Hochfrequenz-Magnetfeldtherapiegerät für die Behandlung von Weichteilerkrankungen wie Muskeln und Sehnen.



## MERKMALE

- ✓ 20 Programmes
- ✓ 2 Ausgangskanal für
- ✓ Intensitätseinstellung in 3 Stufen
- ✓ Trägerfrequenz 27 MHz
- ✓ Modulationsfrequenz 8 bis 640 Hz

### MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

MAG1000 ist ein CE0197-zertifiziertes Medizinprodukt

## LIEFERUMFANG

- ✓ MAG1000-Gerät
- ✓ Bandapplikator
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Benutzerhandbuch
- ✓ 1 Akkupack
- ✓ Tragetasche

**ABMESSUNGEN DES GERÄTS** 153 x 91 x 38 mm

## PROGRAMME

01 Arthritis / Arthrose	08 Verstauchungen	15 Epicondylitis
02 Rheuma	09 Verrenkungen	16 Epitrochleitis
03 Schmerzen / Gelenkprothesen	10 Traumata	17 Lumbalgie
04 Bandscheibenhernie	11 Quetschungen	18 Muskelkontrakturen
05 Muskelschmerzen	12 Myalgie	19 Durchschnittliche Anwendung 2h
06 Osteoporose	13 Sehnenentzündungen	20 Lange Anwendung 4h
07 Frakturen	14 Hämatome	

# MAG1000

## HERSTELLER

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.  
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng  
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108  
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

---

## VERTRETER EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

---

## VERTRIEBEN VON

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy