

MIO-SONIC

Mio-Sonic ist das kompakte und leistungsstarke Ultraschallgerät, das sich sehr gut bei Muskelkontrakturen und Gelenksteifheit eignet

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa

Mio-Sonic ist ein CE0197-zertifiziertes Medizinprodukt



LIEFERUMFANG

- ✓ Tragbares Gerät
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Ultraschall-Gel
- ✓ Gebrauchsanleitung
- ✓ Etui für den Transport und die Lagerung
- ✓ Verpackungsschachtel

MERKMALE

- ✓ Professionelles Ultraschallgerät
- ✓ Ultraschall von 1 MHz mit maximaler Leistung von 6.4 Watt, maximale Intensität von 1,6 W/cm² an der Oberfläche
- ✓ Kollimierter Ultraschallstrahl für ein optimales Durchdringen durch das Gewebe;
- ✓ 3 Helligkeitsstufen des Ultraschallstrahls: 0,08 W/cm² (schwach) - 0,8 W/cm² (mittel) - 1,6 W/cm² (hoch);
- ✓ Betrieb mit speziellem medizinischem Netzteil;
- ✓ Nur für den direkten Einsatz am Körper geeignet (keine Immersion).

GERÄTEABMESSUNGEN 200 x 47 x 69 mm

GEWICHT 190 g

MIO-SONIC

BEHANDLUNGEN

BEHANDLUNGEN

Osteoporose	Tendinitis	Bursitis
Arthritis	Pubalgie	Brachialgie
Neuralgie	Fersensporn	Duplay-Krankheit
Zervikalgie	Prellungen	Chondropathien
Ischialgie	Zerrungen	Cruralgie
Lumbalgie	Blutergüsse	Kontrakturen
Karpaltunnel	Ödeme	Venöse Stase
Tennisarm	Lymphödeme	Krämpfe
Ellenbogenentzündung	Adhärenz	
Periarthritis	Algodystrophie	

HIGH-TECH KONZENTRAT

Innovativer High-Performance Apparat für die Behandlung zu Hause sowie ambulante Behandlungen. Es vereint kompakte Größe und die einfache Handhabung bei außergewöhnlicher Präzision, damit ist das Gerät das kleinste und leichteste der Welt.

Die Handhabung und das geringe Gewicht erlauben den Langzeiteinsatz ohne Ermüdung der Hände. Welchen Sinn hätte es, den Schmerz in einem Bereich zu lindern, wenn durch die Behandlung Schmerzen in der Hand verursacht würden?

Der Einsatz ist für folgende Anwendungen bestimmt:

- ✓ Schmerztherapie
- ✓ Sport-Behandlungen

MIO-SONIC

HERSTELLER

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen P.R. China

VERTRETER EC

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

VERTRIEBEN VON

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Italy