

T-ONE COACH

Der T-One Coach ist ein 4-Kanal-Elektrostimulator, der für die Prävention von Verletzungen und die Stärkung der Muskeln von Amateursportlern entwickelt wurde.

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

T-One Coach ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt

LIEFERUMFANG

- ✓ 4-Kanal-Elektrostimulator mit Farbgrafikdisplay
- ✓ 4 Anschlusskabel für die Elektroden (für den Anschluss von 8 Elektroden)
- ✓ Quadratische vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Rechteckige vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Kreisförmige vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Aufladbare Ni-Mh Batterie
- ✓ Ladegerät
- ✓ Benutzerhandbuch und Positionierungsanleitung
- ✓ Tragetasche



MERKMALE

- ✓ Elektrostimulator mit 4 unabhängigen Kanälen und der Möglichkeit, bis zu 8 Elektroden anzuschließen.
- ✓ Konstant-Stromgenerator (Konstanz in der Emission auch bei Variation der Bedingungen der Haut. Das Gerät stoppt im Falle einer versehentlichen Ablösung der Elektroden automatisch)
- ✓ Generator von quadratische, biphasischer und kompensierter Welle: die Strommenge, die vom positiven Pol zum negativen läuft, ist gleich und konstant, wodurch die galvanische Wirkung vermieden wird.
- ✓ 2+2-Funktion (Doppelbenutzer)
- ✓ Hintergrundbeleuchtetes Farb-Graphikdisplay
- ✓ Benutzer-Feedback: das Gerät erkennt, ob der Benutzer angeschlossen ist
- ✓ Tastatur mit einfachen und intuitiven Befehlen
- ✓ Online-Hilfe mit schnellen Instruktionen direkt auf dem Display
- ✓ Betrieb mit aufladbarem Akku-Pack 4,8 Volt
- ✓ Individuelle Behandlungen mit der Wahl zwischen Mann/Frau
- ✓ Intensität einstellbar von 1 bis 120 mA
- ✓ Wellenfrequenz von 1 bis 150 Hz
- ✓ Impulsbreite 20 a 300s
- ✓ Für jedes Programm voreingestellte Zeit

GERÄTEABMESSUNGEN

150 x 90 x 35 mm

T-ONE COACH

PROGRAMME

16 TENS-Programme	14 NEMS-Programme	18 BEAUTY-Programme	10 Programme 2+2 USERS
Schnelle Tens	Aufwärmen	Straffung	Schnelle Tens
Endorphinische Tens	Ausdauer	Tonisierung	Endorphinische Tens
Tens maximale Werte	Ausdauernde Kraft	Definition	Straffung
Entzündungshemmend	Basis-Kraft	Modellierung	Tonisierung
Nackenschmerzen	Schnelle Kraft	Microlifting	Definition
Rückenschmerzen/Ischias	Explosive Kraft	Lipolyse Abdomen	Modellierung
Verstauchungen/ Blutergüsse	Tiefe Kapillarisation	Lypolyse Oberschenkel	Microlifting
Vaskularisierung	Muskelerholung	Lipolyse von Gesäß und Hüften	Muskelentspannung
Muskelentspannung	Agonist/Antagonist	Lypolyse Arme	Massage
Hand-/ Handgelenksschmerzen	Sequentielle tonische Kontraktionen	Elastizität des Gewebes	Tiefe Kapillarisation
Fußsohlenstimulation	Sequentielle phasische Kontraktionen	Kapillarisation	
Epicondylitis	Muskelentspannung	Schwere Beine	
Epitroclea	Tiefenmassage	Microlifting Gesicht mit Handstück	
Periarthritis	EMS	Microlifting Brust mit Handstück	
Tens Burst		Microlifting Dekolleté mit Handstück	
Mikrostrom		Falten Gesicht mit Handstück	
		Stirnfalten mit Handstück	
		Kollagen	