

T-ONE COACH

T-One Coach es el electroestimulador con 4 canales diseñado para la prevención de traumas y para el refuerzo muscular de deportistas aficionados.

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

T-One Coach es un dispositivo médico CE0068

EQUIPAMIENTO

- ✓ Electroestimulador con pantalla de color retroiluminada
- ✓ 4 cables de conexión electrodos, para conectar hasta 8 electrodos adhesivos
- ✓ Electrodos adhesivos pregelificados cuadrados
- ✓ Electrodos adhesivos pregelificados rectangulares
- ✓ Electrodos adhesivos pregelificados redondos
- ✓ Batería Ni-MH recargable
- ✓ Cargador batería
- ✓ Manual de empleo y colocación de electrodos
- ✓ Bolsa de transporte



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Electroestimulador de 4 canales independientes con posibilidad de conectar hasta 8 electrodos
- ✓ Generador de corriente constante, constancia de emisión también en caso de variación de las condiciones de la piel, la máquina se detiene en caso de desconexión accidental de los electrodos
- ✓ Generador de onda cuadrada bifásica y compensada: la cantidad de corriente entre el polo positivo y negativo es par y constante, se evita así el efecto galvanico
- ✓ Funcionamiento con paciente doble
- ✓ Pantalla de color retroiluminada
- ✓ Feed-back usuario: el aparato reconoce si el usuario esta conectado
- ✓ Teclado con mandos simples e intuitivos
- ✓ Conduce en línea al usuario con instrucciones rápidas de empleo directamente sobre el display
- ✓ Funcionamiento con batería interior Ni-Mh recargable de 4,8 Volt
- ✓ Personalización de tratamiento con la selección hombre/mujer
- ✓ Intensidad ajustable de 1 a 120 mA
- ✓ Frecuencia de onda de 1 a 150 Hz
- ✓ Ancho de pulso de 20 a 300 μ s
- ✓ Tiempo preestablecido para cada programa

DIMENSIONES DEL APARATO

150 x 90 x 35 mm

T-ONE COACH

PROGRAMAS

16 Programas TENS

TENS rápido

TENS endorfinico

TENS valores máximos

Antiinflamatorio

Dolor cervical

Dolor de espalda/Ciática

Distorsiones/Contusiones

Vascularización

Relajación muscular

Dolor mano/muñeca

Estimulación plantar

Epicondilitis

Epitroclea

Periartritis

TENS Burst

Microcorriente

14 Programas NEMS

Calentamiento

Resistencia

Fuerza resistente

Fuerza base

Fuerza veloz

Fuerza base explosiva

Capilarización profunda

Recuperación muscular

Agonista/Antagonista

Contracciones tónicas
secuencialesContracciones de fases
secuenciales

Relajación muscular

Masaje profundo

EMS

18 Programas BEAUTY

Endurecimiento

Tonificación

Definición

Modelado

Microlifting

Lipólisis abdomen

Lipólisis muslos

Lipólisis glúteos y costados

Lipólisis brazos

Elasticidad tejidos

Capilarización

Pesadez en las piernas

Microlifting rostro con
instrumentoMicrolifting seno con
instrumentoMicrolifting escote con
instrumentoArrugas rostro con
instrumentoArrugas frente con
instrumento

Colágeno

10 Programas 2+2 USERS

Tens rápido

Tens endorfinico

Endurecimiento

Tonificación

Definición

Modelado

Microlifting

Relajación muscular

Masaje

Capilarización profunda