

T-ONE COACH

T-One Coach est l'électrostimulateur 4 canaux conçu pour la prévention des traumatismes et le renforcement musculaire des sportifs amateurs.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

T-One Coach c'est un dispositif médical CE0068

ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs
- ✓ 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- ✓ Électrodes adhésives pregelées carrés
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rondes
- ✓ Batterie Ni-MH rechargeable
- ✓ Chargeur de batterie
- ✓ Mode d'emploi et guide de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- ✓ Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- ✓ Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- ✓ Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- ✓ Clavier avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- ✓ Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- ✓ Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- ✓ Intensité réglable de 1 à 120 mA
- ✓ Fréquence d'onde de 1 à 150 Hz
- ✓ Largeur d'impulsion de 20 à 300 µs
- ✓ Heure pré-réglée pour chaque programme

DIMENSIONS

150 x 90 x 35 mm

T-ONE COACH

PROGRAMMES

16 Programmes TENS

TENS rapide

TENS Endorphinique

TENS valeurs maximales

Anti-inflammatoire

Douleur cervicale

Mal de dos/Sciatique

Entorses/Contusions

Vascularization

Relaxation musculaire

Douleurs main/poignet

Stimulation plantaire

Épicondylite

Épicondyle médial

Périarthrite

Tens Burst

Micro-courant

14 Programmes NEMS

Échauffement

Résistance

Force résistante

Force de base

Force rapide

Force explosive

Capillarisation profonde

Récupération musculaire

Agoniste/Antagoniste

Contractions toniques séquentielles

Contractions phasiques séquentielles

Relaxation musculaire

Massage profond

EMS

18 Programmes BEAUTY

Raffermissment

Tonification

Définition

Modelage

Microlifting

Lipolyse abdomen

Lipolyse cuisses

Lipolyse fessiers et hanches

Lipolyse bras

Élasticité des tissus

Capillarisation

Jambes lourdes

Microlifting visage avec une pièce à main

Microlifting seins avec une pièce à main

Microlifting décolleté avec une pièce à main

Rides visage avec une pièce à main

Rides front avec une pièce à main

Collagène

10 Programmes 2+2 USERS

TENS rapide

TENS Endorphinique

Raffermissment

Tonification

Définition

Modelage

Microlifting

Relaxation musculaire

Massage

Capillarisation profonde