

# T-ONE COACH

T-One Coach è l'elettrostimolatore a 4 canali progettato per la prevenzione di traumi e il rafforzamento muscolare di sportivi amatoriali.

CND Z120601

REP 1456070/s

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa**

T-One Coach è un dispositivo medico certificato CE0068

## DOTAZIONE

- ✓ Elettrostimolatore T-One Coach
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati quadrati
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati rotondi
- ✓ Caricabatteria
- ✓ 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
- ✓ Batteria Ni-Mh ricaricabile
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ Manuale di posizionamento degli elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto



## CARATTERISTICHE

- ✓ Elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico
- ✓ Funzione 2+2 (doppio utente)
- ✓ Display grafico a colori retroilluminato
- ✓ Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- ✓ Tastiera con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt
- ✓ Personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- ✓ Intensità regolabile da 1 a 120 mA
- ✓ Frequenza onda da 1 a 150 Hz
- ✓ Larghezza impulso da 20 a 300 µs
- ✓ Tempo preimpostato per ciascun programma

## DIMENSIONI APPARECCHIO

150 x 90 x 35 mm

# T-ONE COACH

## PROGRAMMI

### 16 Programmi TENS

Tens rapido

Tens endorfinico

Tens valori massimi

Antinfiammatorio

Dolore cervicale

Mal di schiena/Sciatica

Distorsioni/Contusioni

Vascolarizzazione

Rilassamento muscolare

Dolore mano/polso

Stimolazione plantare

Epicondilite

Epitroclea

Periartrite

Tens Burst

Microcorrente

### 14 Programmi NEMS

Riscaldamento

Resistenza

Forza resistente

Forza base

Forza veloce

Forza esplosiva

Capillarizzazione profonda

Recupero muscolare

Agonista/Antagonista

Contraz. toniche sequenziali

Contraz. fasiche sequenziali

Rilassamento muscolare

Massaggio profondo

EMS

### 18 Programmi BEAUTY

Rassodamento

Tonificazione

Definizione

Modellamento

Microlifting

Lipolisi addome

Lipolisi cosce

Lipolisi glutei e fianchi

Lipolisi braccia

Elasticità tessuti

Capillarizzazione

Pesantezza gambe

Microlifting viso con manipolo

Microlifting seno con manipolo

Microlifting décolleté con manipolo

Rughe viso con manipolo

Rughe fronte con manipolo

Collagene

### 10 Programmi 2+2 USERS

Tens rapido

Tens endorfinico

Rassodamento

Tonificazione

Definizione

Modellamento

Microlifting

Rilassamento muscolare

Massaggio

Capillarizzazione profonda