

T-ONE MEDI PRO

T-One Medi Pro ist der professionelle 4-Kanal-Elektrostimulator für Training und Rehabilitation.

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.
CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt

LIEFERUMFANG

- ✓ 4-Kanal-Elektrostimulator mit Farbgrafikdisplay
- ✓ 4 Anschlusskabel für die Elektroden (für den Anschluss von 8 Elektroden)
- ✓ Quadratische vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Rechteckige vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Kreisförmige vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Iontophorese-Kit
- ✓ Aufladbare NI-Mh Batterie
- ✓ Ladegerät
- ✓ Benutzerhandbuch und Positionierungsanleitung
- ✓ Tragetasche



MERKMALE

- ✓ Elektrostimulator mit 4 unabhängigen Kanälen und der Möglichkeit, bis zu 8 Elektroden anzuschließen.
- ✓ Konstant-Stromgenerator (Konstanz in der Emission auch bei Variation der Bedingungen der Haut. Das Gerät stoppt im Falle einer versehentlichen Ablösung der Elektroden automatisch)
- ✓ Generator von quadratischen, biphasischen und kompensierten Wellen: die Strommenge, die vom positiven Pol zum negativen läuft, ist gleich und konstant, wodurch die galvanische Wirkung vermieden wird.
- ✓ Generator von monophasischen Wellen (nur für das Iontophorese-Programm)
- ✓ 2+2-Funktion (Doppelbenutzer)
- ✓ Hintergrundbeleuchtetes Farb-Graphikdisplay
- ✓ Benutzer-Feedback: das Gerät erkennt, ob der Benutzer angeschlossen ist
- ✓ Tastatur mit einfachen und intuitiven Befehlen
- ✓ Online-Hilfe mit schnellen Instruktionen direkt auf dem Display
- ✓ Betrieb mit aufladbarem Akku-Pack 4,8 Volt
- ✓ Individuelle Behandlungen mit der Wahl zwischen Mann/Frau
- ✓ Intensität einstellbar von 1 bis 120 mA
- ✓ Wellenfrequenz 0,2 bis 1200 Hz
- ✓ Impulsbreite 20 µs bis 300 ms
- ✓ Zeit von 1 bis 90 Minuten

GERÄTEABMESSUNGEN

150 x 90 x 35 mm

T-ONE MEDI PRO

PROGRAMME

16 REHA-PROGRAMME

Iontophorese L

Iontophorese M

Iontophorese H

MENS Mikrostrom

Hämatome

Ödeme

Sequenzielle Tens

Tens Burst

Atrophieprävention

Atrophie

Denerviert 50 ms

Denerviert 100 ms

Denerviert 150 ms

Denerviert 200 ms

Denerviert 250 ms

Denerviert 300 ms

9 URO-PROGRAMME

Stress-Inkontinenz

Stress-Inkontinenz

Stress-Inkontinenz

Dranginkontinenz

Dranginkontinenz

Dranginkontinenz

Gemischte Inkontinenz

Gemischte Inkontinenz

Gemischte Inkontinenz

16 TENS-PROGRAMME

Schnelle Tens

Endorphinische Tens

Tens maximale Werte

Entzündungshemmend

Nackenschmerzen

Rückenschmerzen/Ischias

Verstauchungen/Blutergüsse

Vaskularisierung

Muskelentspannung

Hand-/Handgelenksschmerzen

Fußsohlenstimulation

Epicondylitis

Epitroclea

Periarthritis

Tens Burst

Mikrostrom

22 PROGRAMME 2+2 USERS

Schnelle Tens

Endorphinische Tens

Straffung

Tonisierung

Definition

Modellierung

Microlifting

Muskelentspannung

Massage

Tiefe Kapillarisation

Entzündungshemmend

20 NEMS-PROGRAMME

Aufwärmen

Ausdauer

Ausdauernde Kraft

Basis-Kraft

Schnelle Kraft

Explosive Kraft

Tiefe Kapillarisation

Muskelholung

Agonist/Antagonist

Sequentielle tonische

Kontraktionen

Sequentielle phasische

Kontraktionen

Muskelentspannung

Tiefenmassage

EMS

30' Resistenz

30' Widerstandskraft

20' Basis-Kraft

20' Schnelle Kraft

20' Explosive Stärke

20' Hypertrophie

18 BEAUTY-PROGRAMME

Straffung

Tonisierung

Definition

Modellierung

Microlifting

Lipolyse Abdomen

Lipolyse Oberschenkel

Lipolyse von Gesäß und Hüften

Lipolyse Arme

Elastizität des Gewebes

Kapillarisation

Schwere Beine

Microlifting Gesicht mit

Handstück

Microlifting Brust mit Handstück

Microlifting Dekolleté mit

Handstück

Falten Gesicht mit Handstück

Kollagen

12 FREIE SPEICHERPLÄTZE (MEM)

5 Freie TENS-Speicherplätze

5 freie NEMS-Speicherplätze

Abwechselnde NEMS

Abwechselnde NEMS

Batterietest

Hypertrophie

Microlifting Gesicht mit

Handstück

Microlifting Brust mit

Handstück

Microlifting Dekolleté mit

Handstück

Falten Gesicht mit

Handstück

Stirnfalten mit

Handstück