

T-ONE MEDI PRO

T-One Medi Pro est l'électrostimulateur professionnel à 4 canaux pour l'entraînement et la rééducation.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

T-One Medi Pro c'est un dispositif médical CE0068

ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs
- ✓ 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- ✓ Électrodes adhésives pregelées carrés
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rondes
- ✓ Kit iontophorèse
- ✓ Batterie Ni-MH rechargeable
- ✓ Chargeur de batterie
- ✓ Mode d'emploi et guide de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- ✓ Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- ✓ Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- ✓ Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- ✓ Clavier avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- ✓ Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- ✓ Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- ✓ Intensité réglable de 1 à 120 mA
- ✓ Fréquence d'onde de 0,2 à 1200 Hz
- ✓ Largeur d'impulsion de 20 µs à 300 ms
- ✓ Durée de 1 à 90 minutes

DIMENSIONS

150 x 90 x 35 mm

T-ONE MEDI PRO

PROGRAMMES

16 PROGRAMMES REHA	16 PROGRAMMES TENS	20 PROGRAMMES NEMS	18 PROGRAMMES BEAUTY
Iontophorèse L (basse)	TENS rapide	Échauffement	Raffermissment
Iontophorèse M (moyenne)	TENS Endorphinique	Résistance	Tonification
Iontophorèse H (haute)	TENS valeurs maximales	Force résistante	Définition
MENS Micro-courant	Anti-inflammatoire	Force de base	Modelage
Hématomes	Douleur cervicale	Force rapide	Microlifting
Cédèmes	Mal de dos/Sciatique	Force explosive	Lipolyse abdomen
TENS séquentiel	Entorses / Contusions	Capillarisation profonde	Lipolyse cuisses
TENS Burst	Vascularisation	Récupération musculaire	Lipolyse fessiers et hanches
Prévention atrophie	Relaxation musculaire	Agoniste / Antagoniste	Lipolyse bras
Atrophie	Douleurs main/poignet	Contractions toniques séquentielles	Élasticité des tissus
Dénervé 50ms	Stimulation plantaire	Contractions phasiques séquentielles	Capillarisation
Dénervé 100ms	Épicondylite	Relaxation musculaire	Jambes lourdes
Dénervé 150ms	Épicondyle médial	Massage profond	Microlifting visage avec une pièce à main
Dénervé 200ms	Périarthrite	EMS	Microlifting seins avec une pièce à main
Dénervé 250ms	Tens Burst	30' Résistance	Microlifting décolleté avec une pièce à main
Dénervé 300ms	Micro-courant	30' Force résistante	Rides visage avec une pièce à main
		20' Force de base	Rides front avec une pièce à main
		20' Force rapide	Collagène
		20' Force explosive	
		20' Hypertrophie	
9 PROGRAMMES URO	22 PROGRAMMES 2+2 USERS	12 MEMOIRES LIBRES	
Incontinence due au stress	Tens rapide	Résistance	5 Mémoire libre TENS
Incontinence due au stress	Tens endorphinique	Force résistante	5 Mémoire libre NEMS
Incontinence due au stress	Raffermissment	Force de base	NEMS alternée
Incontinence impérieuse	Tonification	Force rapide	NEMS alternée
Incontinence impérieuse	Définition	Force explosive	Test batterie
Incontinence impérieuse	Modelage	Hypertrophie	
Incontinence mixte	Microlifting	Microlifting visage avec pièce à main	
Incontinence mixte	Relaxation musculaire	Microlifting sein avec pièce à main	
Incontinence mixte	Massage	Microlifting décolleté avec pièce à main	
	Capillarisation profonde	Rides visage avec pièce à main	
	Anti-inflammatoire	Rides front avec pièce à main	