

T-ONE MEDI SPORT

T-One Medi Sport est l'électrostimulateur 4 canaux dédié aux sportifs réguliers qui souhaitent améliorer leurs performances et faire de la rééducation de manière autonome.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

T-One Medi Sport c'est un dispositif médical CE0068

ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs
- ✓ 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- ✓ Électrodes adhésives pregelées carrés
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rondes
- ✓ Kit iontophorèse
- ✓ Batterie Ni-MH rechargeable
- ✓ Chargeur de batterie
- ✓ Mode d'emploi et guide de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- ✓ Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- ✓ Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- ✓ Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- ✓ Clavier avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- ✓ Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- ✓ Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- ✓ Intensité réglable de 1 à 120 mA
- ✓ Fréquence d'onde de 1 à 1200 Hz
- ✓ Largeur d'impulsion de 20 à 450 µs
- ✓ Durée de 1 à 90 minutes

DIMENSIONS

150 x 90 x 35 mm

T-ONE MEDI SPORT

PROGRAMMES

10 PROGRAMMES REHA

Iontophorèse L (basse)
Iontophorèse M (moyenne)
Iontophorèse H (haute)
MENS Micro-courant
Hématomes
Œdèmes
TENS séquentiel
TENS Burst
Prévention atrophie
Atrophie

16 PROGRAMMES TENS

TENS rapide
TENS Endorphinique
TENS valeurs maximales
Anti-inflammatoire
Douleur cervicale
Mal de dos/Sciatique
Entorses / Contusions
Vascularisation
Relaxation musculaire
Douleurs main/poignet
Stimulation plantaire
Épicondylite
Épicondyle médial
Périarthrite
Tens Burst
Micro-courant

20 PROGRAMMES NEMS

Échauffement
Résistance
Force résistante
Force de base
Force rapide
Force explosive
Capillarisation profonde
Récupération musculaire
Agoniste/Antagoniste
Contractions toniques séquentielles
Contractions phasiques séquentielles
Relaxation musculaire
Massage profond
EMS
30' Résistance
30' Force résistante
20' Force de base
20' Force rapide
20' Force explosive
20' Hypertrophie

18 PROGRAMMES BEAUTY

Raffermissement
Tonification
Définition
Modelage
Microlifting
Lipolyse abdomen
Lipolyse cuisses
Lipolyse fessiers et hanches
Lipolyse bras
Élasticité des tissus
Capillarisation
Jambes lourdes
Microlifting visage avec une pièce à main
Microlifting seins avec une pièce à main
Microlifting décolleté avec une pièce à main
Rides visage avec une pièce à main
Rides front avec une pièce à main
Collagène

22 PROGRAMMES 2+2 USERS

Tens rapide
Tens endorphinique
Raffermissement
Tonification
Définition
Modelage
Microlifting
Relaxation musculaire
Massage
Capillarisation profonde

Anti-inflammatoire
Résistance
Force résistante
Force de base
Force rapide
Force explosive
Hypertrophie
Microlifting visage avec pièce à main
Microlifting sein avec pièce à main
Microlifting décolleté avec pièce à main

12 MEMOIRES LIBRES (MEM)

Rides visage avec pièce à main
Rides front avec pièce à main

5 Mémoire libre TENS
5 Mémoire libre NEMS
NEMS alternée
NEMS alternée
Test batterie