

# T-ONE REHAB

Der T-One Rehab ist ein 4-Kanal-Elektrostimulator, der für Reha-Spezialisten und Kliniken entwickelt wurde.

## MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

T-One Rehab ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt

## LIEFERUMFANG

- ✓ 4-Kanal-Elektrostimulator mit Farbgrafikdisplay
- ✓ 4 Anschlusskabel für die Elektroden (für den Anschluss von 8 Elektroden)
- ✓ Quadratische vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Rechteckige vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Kreisförmige vorgegelte Elektrodenpads
- ✓ Iontophorese-Kit
- ✓ Aufladbare NI-Mh Batterie
- ✓ Ladegerät
- ✓ Benutzerhandbuch und Positionierungsanleitung
- ✓ Tragetasche



## MERKMALE

- ✓ Elektrostimulator mit 4 unabhängigen Kanälen und der Möglichkeit, bis zu 8 Elektroden anzuschließen.
- ✓ Konstant-Stromgenerator (Konstanz in der Emission auch bei Variation der Bedingungen der Haut. Das Gerät stoppt im Falle einer versehentlichen Ablösung der Elektroden automatisch)
- ✓ Generator von quadratische, biphasischer und kompensierter Welle: die Strommenge, die vom positiven Pol zum negativen läuft, ist gleich und konstant, wodurch die galvanische Wirkung vermieden wird.
- ✓ Generator von monophasischen Wellen (nur für das Iontophorese-Programm)
- ✓ 2+2-Funktion (Doppelbenutzer)
- ✓ Hintergrundbeleuchtetes Farb-Graphikdisplay
- ✓ Benutzer-Feedback: das Gerät erkennt, ob der Benutzer angeschlossen ist
- ✓ Tastatur mit einfachen und intuitiven Befehlen
- ✓ Online-Hilfe mit schnellen Instruktionen direkt auf dem Display
- ✓ Betrieb mit aufladbarem Akku-Pack 4,8 Volt
- ✓ Individuelle Behandlungen mit der Wahl zwischen Mann/Frau
- ✓ Intensität einstellbar von 1 bis 120 mA
- ✓ Wellenfrequenz 0,2 bis 1200 Hz
- ✓ Impulsbreite 20 µs bis 300 ms
- ✓ Zeit von 1 bis 90 Minuten

## GERÄTEABMESSUNGEN

150 x 90 x 35 mm

# T-ONE REHAB

## PROGRAMME

<b>29 REHA-PROGRAMME</b>	Entzündungshemmend	<b>18 BEAUTY-PROGRAMME</b>	Definition
Iontophorese L	Nackenschmerzen	Straffung	Modellierung
Iontophorese M	Rückenschmerzen/Ischias	Tonisierung	Microlifting
Iontophorese H	Verstauchungen/Blutergüsse	Definition	Muskelentspannung
MENS Mikrostrom	Vaskularisierung	Modellierung	Massage
Hämatome	Muskelentspannung	Microlifting	Tiefe Kapillarisation
Ödeme	Hand-/Handgelenksschmerzen	Lipolyse Abdomen	Entzündungshemmend
Sequenzielle Tens	Fußsohlenstimulation	Lipolyse Oberschenkel	Ausdauer
Tens Burst	Epicondylitis	Lipolyse von Gesäß und Hüften	Ausdauernde Kraft
Atrophieprävention	Epitroclea	Lipolyse Arme	Basis-Kraft
Atrophie	Periarthritis	Elastizität des Gewebes	Schnelle Kraft
Denerviert 50 ms	Tens Burst	Kapillarisation	Explosive Kraft
Denerviert 100 ms	Mikrostrom	Schwere Beine	Hypertrophie
Denerviert 150 ms	<b>20 NEMS-PROGRAMME</b>	Microlifting Gesicht mit Handstück	Microlifting Gesicht mit Handstück
Denerviert 200 ms	Aufwärmen	Microlifting Brust mit Handstück	Microlifting Brust mit Handstück
Denerviert 250 ms	Ausdauer	Microlifting Dekolleté mit Handstück	Microlifting Dekolleté mit Handstück
Denerviert 300 ms	Ausdauernde Kraft	Falten Gesicht mit Handstück	Falten Gesicht mit Handstück
Dreiecksimpuls 50 ms	Basis-Kraft	Stirnfalten mit Handstück	Stirnfalten mit Handstück
Dreiecksimpuls 100 ms	Schnelle Kraft	Kollagen	<b>FREIERE SPEICHER</b>
Dreiecksimpuls 150 ms	Explosive Kraft	<b>9 URO-PROGRAMME</b>	5 Freie TENS-Speicherplätze
Dreiecksimpuls 200 ms	Tiefe Kapillarisation	Stress-Inkontinenz	5 freie NEMS-Speicherplätze
Dreiecksimpuls 250 ms	Muskelerholung	Stress-Inkontinenz	Abwechselnde NEMS
Dreiecksimpuls 300 ms	Agonist/Antagonist	Stress-Inkontinenz	Abwechselnde NEMS
Interferenz	Sequentielle tonische Kontraktionen	Dranginkontinenz	Batterietest
Tens Breitenmodulation	Sequentielle phasische Kontraktionen	Dranginkontinenz	
Abwechselnde Tens	Muskelentspannung	Dranginkontinenz	
Tens Frequenzmodulation	Tiefenmassage	Gemischte Inkontinenz	
Tens Frequenzmodulation	EMS	Gemischte Inkontinenz	
Tens Breitenmodulation	30' Resistenz	Gemischte Inkontinenz	
Kotz-Wellen	30' Widerstandskraft	<b>22 PROGRAMME 2+2 USERS</b>	
<b>16 TENS-PROGRAMME</b>	20' Basis-Kraft	Schnelle Tens	
Schnelle Tens	20' Schnelle Kraft	Endorphinische Tens	
Endorphinische Tens	20' Explosive Stärke	Straffung	
Tens maximale Werte	20' Hypertrophie	Tonisierung	