

T-ONE REHAB

T-One Rehab est l'électrostimulateur à 4 canaux conçu pour les spécialistes de la rééducation et les cliniques.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

T-One Rehab c'est un dispositif médical CE0068

ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs
- ✓ 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- ✓ Électrodes adhésives pregelées carrés
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rondes
- ✓ Kit iontophorèse
- ✓ Batterie Ni-MH rechargeable
- ✓ Chargeur de batterie
- ✓ Mode d'emploi et guide de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- ✓ Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- ✓ Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- ✓ Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- ✓ Clavier avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- ✓ Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- ✓ Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- ✓ Intensité réglable de 1 à 120 mA
- ✓ Fréquence d'onde de 0,2 à 1200 Hz
- ✓ Largeur d'impulsion de 20 µs à 300 ms
- ✓ Durée de 1 à 90 minutes

DIMENSIONS

150 x 90 x 35 mm

T-ONE REHAB

PROGRAMMES

29 PROGRAMMES REHA	Anti-inflammatoire	18 PROGRAMMES BEAUTY	Définition
Iontophorèse L (basse)	Douleur cervicale	Raffermissment	Modelage
Iontophorèse M (moyenne)	Mal de dos/Sciatique	Tonification	Microlifting
Iontophorèse H (haute)	Entorses/Contusions	Définition	Relaxation musculaire
MENS Micro-courant	Vascularisation	Modelage	Massage
Hématomes	Relaxation musculaire	Microlifting	Capillarisation profonde
Cédèmes	Douleurs main/poignet	Lipolyse abdomen	Anti-inflammatoire
TENS séquentiel	Stimulation plantaire	Lipolyse cuisses	Résistance
TENS Burst	Épicondylite	Lipolyse fessiers et hanches	Force résistante
Prévention atrophie	Épicondyle médial	Lipolyse bras	Force de base
Atrophie	Périarthrite	Élasticité des tissus	Force rapide
Dénervé 50ms	Tens Burst	Capillarisation	Force explosive
Dénervé 100ms	Micro-courant	Jambes lourdes	Hypertrophie
Dénervé 150ms	20 PROGRAMMES NEMS	Microlifting visage avec une pièce à main	Microlifting visage avec pièce à main
Dénervé 200ms	Échauffement	Microlifting seins avec une pièce à main	Microlifting sein avec pièce à main
Dénervé 250ms	Résistance	Microlifting décolleté avec une pièce à main	Microlifting décolleté avec pièce à main
Dénervé 300ms	Force résistante	Rides visage avec une pièce à main	Rides visage avec pièce à main
Triangulaire 50ms	Force de base	Rides front avec une pièce à main	Rides front avec pièce à main
Triangulaire 100ms	Force rapide	Collagène	MEMOIRES LIBRES
Triangulaire 150ms	Force explosive	9 PROGRAMMES URO	5 Mémoire libre TENS
Triangulaire 200ms	Capillarisation profonde	Incontinence due au stress	5 Mémoire libre NEMS
Triangulaire 250ms	Récupération musculaire	Incontinence due au stress	NEMS alternée
Triangulaire 300ms	Agoniste/Antagoniste	Incontinence due au stress	NEMS alternée
Interférentiel	Contractions toniques séquentielles	Incontinence impérieuse	Test batterie
TENS modulation d'amplitude	Contractions phasiques séquentielles	Incontinence impérieuse	
TENS alternée	Relaxation musculaire	Incontinence impérieuse	
TENS modulation de fréquence	Massage profond	Incontinence mixte	
TENS modulation de fréquence	EMS	Incontinence mixte	
TENS modulation d'amplitude	30' Résistance	Incontinence mixte	
Onde Kotz	30' Force résistante	22 PROGRAMMES 2+2 USERS	
16 PROGRAMMES TENS	20' Force de base	Tens rapide	
TENS rapide	20' Force rapide	Tens endorphinique	
TENS Endorphinique	20' Force explosive	Raffermissment	
TENS valeurs maximales	20' Hypertrophie	Tonification	