

TAP2000

Le tapis de 40x40cm avec 2 câbles avec 3 solénoïdes chacun (total 6 solénoïdes) pour la magnétothérapie basse fréquence est un dispositif médical CE.

Compatible avec :

- ✓ LaMagneto
- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ LaMagneto X
- ✓ MAG2000
- ✓ MAG2000 Premium
- ✓ MAG2000 Plus

ENCODAGE EMDN: Z12069099

DISPOSITIF DE MESURE DE CLASSE I non stérile et sans fonction de mesure



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Dimension de l'applicateur: 40x40 cm
- ✓ 6 solénoïdes
- ✓ 2 câbles de raccordement

ÉQUIPEMENTS

- ✓ Tapis TAP2000
- ✓ Mode d'emploi