

# TAP2000

Tappetino 40x40cm con 2 cavi da 3 solenoidi ciascuno (in totale 6 solenoidi) per magnetoterapia a bassa frequenza è un dispositivo medico CE.

Compatibile con:

- ✓ LaMagneto
- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ LaMagneto X
- ✓ MAG2000
- ✓ MAG2000 Premium
- ✓ MAG2000 Plus

**CODIFICA EMDN:** Z12069099

**REP:** 2307002/R

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I** non sterile e senza funzioni di misura



## CARATTERISTICHE

- ✓ Dimensione applicatore: 40x40 cm
- ✓ 6 solenoidi
- ✓ 2 cavi di collegamento

## DOTAZIONE

- ✓ Tappetino TAP2000
- ✓ Manuale d'uso