



GIMA

TERMOMETRO AD INFRAROSSI BLUETOOTH

Codice: 25615
Categoria: Termometri frontali e orecchio
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 2306429
CND: V0301010202



Descrizione: TERMOMETRO A INFRAROSSI BLUETOOTH FRONTE E ORECCHIO

Termometro multifunzionale a infrarossi per leggere la temperatura del corpo (auricolare e frontale), dell'ambiente e degli oggetti.

- clinicamente accurato, affidabile e rapido
- uso professionale e domestico
- tecnologia brevettata per misure separate per adulti e bambini
- schermo LED retroilluminato a 4 colori
- 10 gruppi di memoria
- commutabile tra °C e °F
- allarme febbre, acustico e visivo
- coprisonda magnetico per passare automaticamente dalla misurazione frontale a quella auricolare

Connessione Bluetooth a dispositivi mobili, App Vihealth gratuita scaricabile.
Dotato di borsetta, 2 batterie AAA, manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

Caratteristiche tecniche: Tipo di misurazione: 3 in 1 (fronte, orecchio, ambiente, oggetti/liquidi)
Intervallo/accuratezza misurazione:
- frontale & auricolare 32,0-42,9°C (89,6-109,2°F) / ± 0,2°C (± 0,4°F)
- oggetti 0-100°C (32-199°F) / ± 1,0°C (2,0°F)
Spegnimento automatico: 1 min
Tempo di misurazione: 1 secondo
Scala temperatura: commutabile °C/°F
Memoria: 10 gruppi
Display: LCD LED a 4 colori (bianco, verde, arancione, rosso)
Risoluzione: 0,1 °C/°F
Alimentazione: 2 batterie AAA 3V CC, utilizzabili più di 3000 volte
Dimensioni - peso: 143x35x41 mm - 80g (con batterie)
Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22